

La sedia/sgabello TAYO per doccia è composto da una seduta e quattro gambe. La seduta è dotata di incavo per l'igiene intima che facilita il lavaggio nella zona dell'addome. Le gambe hanno dei grandi piedini di gomma che aumentano la sicurezza antiscivolo. È disponibile un copri seduta lavabile.



**DIETZ 430104 = COLORE BIANCO**  
**DIETZ 430114 = COLORE GRIGIO**

DATI TECNICI

Larghezza seduta	42	cm
Larghezza seduta senza braccioli	50	cm
Altezza schienale	37	cm
Profondità seduta	42	cm
Larghezza totale con braccioli	52	cm
Larghezza totale senza braccioli	54.5	cm
Altezza totale regolabile	44 - 59	kg
Portata peso max	130	kg