

BILANCIA SECA 956



Con una portata di 200 kg e una divisione di 100 g SECA 956 soddisfa tutti gli standard medici fondamentali.

Per sedersi e alzarsi più facilmente, braccioli e poggiatesta sono ripiegabili lateralmente, freni sicuri, sedile ergonomico e ruote scorrevoli che, insieme alla maniglia ergonomica facilitano spingere la bilancia.

Naturalmente SECA 956 è dotata della funzione di TARA che permette di determinare separatamente il peso di qualsiasi peso aggiunto e la funzione di HOLD che permette al personale medico di prendersi prima cura del paziente e poi leggere il peso precedentemente bloccato sul display.

Il display è posizionato in modo pratico da usare.

DATI TECNICI

Portata	200 Kg
Dimensioni	56,3 cm x 90,6 cm x 94,6 cm
Peso	24,4 kg
Divisione	150 g
Funzioni	ARA, HOLD, spegnimento automatico
Alimentazione	Batteria