



Cuscino antidecubito ad aria a celle intercomunicanti realizzato in totalmente in caucciù, ad alta tenuta. La conformazione delle celle a nido d'ape gonfiata ad aria permette di equilibrare la posizione e la gestione della pressione di contatto.

Il cuscino è adattato con persone con lesioni cutanea, lesioni del midollo spinale, con sclerosi multipla e spina bifida.

Nella versione con celle alte 10 cm è indicato per ulcere.

Non lavabile, trattare con un panno umido e detergenti non aggressivi e privi di candeggina.

Rivestimento esterno composto da tessuto bielastico asportabile tramite cerniera su tre lati, impermeabile e traspirante. Trattato ignifugo e lavabile a 30°. La parte inferiore è composto di un tessuto antiscivolo che permette un'adeguata presa sulla seduta del paziente.

DATI TECNICI:

Nr. Articolo	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Portata peso max
CEUROPL904040	40 cm	40 cm	10 cm	150 kg
CEUROPL904044	44 cm	40 cm	10 cm	150 kg
CEUROPL964040	40 cm	40 cm	6.5 cm	150 kg
CEUROPL964044/6	44 cm	40 cm	6.5 cm	150 kg
CEUROPL964444	44 cm	44 cm	10 cm	150 kg
CEUROPL964444/6	44 cm	44 cm	6.5 cm	150 kg
CEUROPL964448	48 cm	44 cm	10 cm	150 kg
CEUROPL964448/6	48 cm	44 cm	6.5 cm	150 kg