



SFODERABILE

Cuscino antidecubito in viscoelastico costituito da una base anatomica preformata in schiuma di poliuretano a “lenta memoria”, ideale per lo scarico ottimale delle pressioni di contatto.

Le caratteristiche del materiale, insieme alla struttura anatomica, consentono infatti di adeguarsi al paziente; l’altezza della base consente inoltre un ottimale affondamento delle prominenze ossee, riducendo i picchi pressori e quindi il rischio di lesioni da decubito.

Il telo di copertura è sfoderabile e presenta caratteristiche antibatteriche, impermeabilità ai liquidi, traspirante al vapore acqueo e bielastico. Quest’ultima proprietà consente di diminuire fortemente gli attriti superficiali tra cute e cuscino.

La cover è inoltre dotata di fondo antiscivolo per consentire un ancoraggio sicuro e stabile alla sedia.

Disponibile anche nella versione con foro centrale.

DATI TECNICI

Larghezza	45	cm
Lunghezza	45	cm
Altezza	7	cm
Per altre misure non standard su richiesta		