

I cuscini Multistrato sfruttano le proprietà antidecubito del Viscoelastico Termosensibile a celle aperte per garantire un'ottima protezione dalle piaghe.

Il cuscino è composto da due strati di viscoelastico, di diverso spessore a seconda del peso della persona, incollati su un'anima di poliuretano espanso.

La parte centrale permette al cuscino di mantenere la propria forma sotto il peso dell'utente, mentre i due strati di viscoelastico sulla quale appoggiano da entrambi i lati, garantiscono un'eccellente distribuzione del peso. La fodera in poliuretano spalmato su tela lo rende impermeabile ma allo stesso tempo traspirante.



MATERIALE

- Poliuretano espanso a celle aperte 50kg/m3
- Poliuretano espanso a celle chiuse 30kg/m3
- Fodera in poliuretano su tela

LAVAGGIO E CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'esposizione diretta alla luce solare.

Lavabile a 80°

DATI TECNICI

Larghezza	40	cm
Profondità	40	cm
Altezza	8	cm



3 cm materiale viscoelastico (grigio)
2 cm di materiale poliuretano (rosa)
3 cm materiale viscoelastico (grigio)

Disponibile in altre misure sia di larghezza che profondità, previa ordinazione