



I cuscini Multistrato sfruttano le proprietà antidecubito del Viscoelastico Termosensibile a celle aperte per garantire un'ottima protezione dalle piaghe ed è composto da due strati di viscoelastico, di diverso spessore a seconda del peso della persona, incollati su un'anima di poliuretano espanso.

La parte centrale permette al cuscino di mantenere la propria forma sotto il peso dell'utente, mentre i due strati di viscoelastico sulla quale appoggiano da entrambi i lati, garantiscono un'eccellente distribuzione del peso. La fodera in poliuretano spalmato su tela lo rende impermeabile ma allo stesso tempo traspirante.

I cuscini della linea "P" (pelvici) sono dotati di foro per permettere un corretto posizionamento della cintura di contenzione pelvica

#### MATERIALE

- Poliuretano espanso a celle aperte 50kg/m<sup>3</sup>
- Poliuretano espanso a celle chiuse 30kg/m<sup>3</sup>
- Fodera in poliuretano su tela

#### LAVAGGIO E CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'esposizione diretta alla luce solare.

Lavaggio della fodera a 60°

#### DATI TECNICI

Larghezza	40	cm
Profondità	40	cm
Altezza	8	cm

**Disponibile in altre misure sia di larghezza che profondità, previa ordinazione**