



Cuscino antidecubito realizzato in espanso viscoelastico a lenta memoria.

Il materiale consente al cuscino di modellarsi automaticamente al paziente, così da garantire l'ottimale e uniforme distribuzione del peso su tutta la superficie, riducendo la pressione di contatto.

La fodera, facilmente removibile, presenta le seguenti caratteristiche:

- Antibatterica
- Impermeabile ai liquidi
- Traspirante al vapore acqueo
- Bielastica, proprietà che consente di diminuire fortemente gli attriti superficiali tra cute e cuscino.
- Fondo antiscivolo, per un ancoraggio sicuro e stabile alla sedia.

DATI TECNICI

Nr. Articolo	Lunghezza		Larghezza		Altezza	
CEUROPL200 40	40	cm	40	cm	6	cm
CEUROPL200	42	cm	42	cm	6	cm
CEUROPL200/44-8	45	cm	45	cm	6	cm
CEUROPL200/SM	48	cm	44	cm	6	cm