



Illustrazione di applicazione



1. Lavatesta



2. Kit sacca acqua

3. Tubo
in plastica
e cordingella

Bacinella gonfiabile ideale per lavare la testa alle persone allettate.
Supporta la testa, il collo e le spalle durante lo shampoo.
La profondità di 20 cm evita gli schizzi. Il tubo di scarico elimina l'acqua e la schiuma.
Fornito con sacca per l'acqua e soffione da doccia a clip.

- Dimensioni: 53 x 61 x 20 cm
- Portata: 10 litri