



<b>Lunghezza</b>	<b>200 cm</b>
<b>Larghezza</b>	<b>87 cm</b>
<b>Altezza</b>	<b>14 cm</b>
<b>Struttura</b>	<b>Materasso realizzato in poliuretano espanso caratterizzato da due zone a densità differenziata grazie ad uno strato contenitivo e ad un inserto a lenta memoria</b>
<b>Densità dell'espanso [Kg/m3]</b>	<b>Scafo contenitivo: 40 - Lastra superiore: 55</b>
<b>Manutenzione</b>	<b>Sanificabile in autoclave a 135°C per 7 minuti avendo cura di non arrotolarlo e/o ripiegarlo su sé stesso</b>
<b>Portata</b>	<b>160 Kg</b>
<b>Peso</b>	<b>11 Kg</b>
<b>Fodera / Cover</b>	<p><b>- Lavare in lavatrice fino a 95°C(*) utilizzando un detergente idoneo non aggressivo abitualmente utilizzato negli ospedali.</b></p> <p><b>- Pulire strofinando la superficie con un panno morbido/una spugna non abrasivo imbevuto in acqua calda fino a 95°C(*) ed utilizzando un detergente idoneo non aggressivo abitualmente utilizzato negli ospedali.</b></p>
<b>Sanificazione scafo</b>	<b>Sanificabile in autoclave a 135°C per 7 minuti avendo cura di non arrotolarlo e/o ripiegarlo su sé stesso</b>
<b>Sanificazione inserto in espanso</b>	<b>- Lastra superiore: sanificabile con getto di vapore a 95°C</b>