

PIATTO TERMICO

Piastra riscaldante, mantiene il cibo caldo o freddo più a lungo.



- Mantiene il cibo caldo più a lungo e il cibo freddo più a lungo
- Le grandi aperture di riempimento sul bordo del piatto possono essere riempite con acqua calda o fredda o ghiaccio tritato
- I cuscinetti antiscivolo servono come chiusure per le aperture di riempimento e garantiscono sicurezza durante il trasporto
- L'anello antiscivolo sul fondo assicura una presa salda sul tavolo
- Lavabile in lavastoviglie (si prega di metterlo in lavastoviglie con i cuscinetti della maniglia attaccati)
- Realizzato in plastica di qualità resistente alla rottura (senza bisfenolo A)
- Sviluppato e prodotto in Germania

Dati tecnici:

<u>Prodotto</u>	Piastra termica 25,5 cm
<u>Altezza</u>	4 cm
<u>Diametro</u>	25,5 cm
<u>Contenuto/Volume</u>	270 ml
<u>Peso</u>	465 g
<u>Materiale</u>	PP/ melamina
<u>Quantità di riempimento della cavità</u>	250 ml
<u>Campo d'applicazione</u>	Mangiare e bere lentamente, intorpidimento, mani sudate, mancanza di capacità motorie fini
<u>Istruzioni per l'uso</u>	Adatto agli alimenti, non adatto al microonde, lavabile in lavastoviglie, senza BPA

<u>Prodotto</u>	Cuscino di presa
<u>Peso</u>	18 g
<u>Materiale</u>	TPE
<u>Istruzioni d'uso</u>	Adatto agli alimenti, non adatto al microonde, lavabile in lavastoviglie, senza BPA