

## POLTRONA AUTOELEVABILE PRIMULA



- regolazione schienale
- alzata gambe
- reclinazione schienale ed alzata gambe indipendenti
- movimento «alza in piedi»

Questa poltrona offre design e confort allo stesso momento.  
Grazie alle sue misure più contenute, trova spazio ovunque in casa.

**Ideale per le persone di piccola statura.**

E4: 2 motori relax + alzainpiedi



### DATI TECNICI

Larghezza totale	70	cm
Profondità	72	cm
Altezza totale	110	Cm
Altezza seduta	44	cm
Estensione max	160	cm
Profondità seduta	40	cm
Larghezza seduta	52	cm
Portata peso max	120	kg