



- Il deambulatore Eco light II è un comodo rollator con 4 ruote pieghevole;
- È strutturato con un cestino amovibile, una seduta imbottita e un comodo supporto lombare che facilita la seduta del paziente;
- Ci sono dei freni di stazionamento, con maniglie regolabili in altezza;
- Facilmente pieghevole e comodo per il trasporto.

DATI TECNICI

Colore	Grigio	
Larghezza sedile	35.5	cm
Altezza sedile	56	cm
Profondità sedile	30.5	cm
Larghezza totale	61.5	cm
Altezza totale	80 / 93	cm
Lunghezza totale	69.5	cm
Portata peso max	120	kg
Peso articolo	7.5	kg
Ruote (anteriori/ posteriori)	8 x 11/4	(=200mm)