

SEDIA A ROTELLE BASCULANTE INOVYS II



DATI TECNICI

Larghezza seduta	40	cm
Larghezza totale	63	cm
Inclinazione seduta	0°-21°	
Inclinazione schienale	0°-54°	
Altezza bracciolo	220-320	cm
Altezza del seduta	460-530	cm
Altezza totale	1'020-1'200	cm
Lunghezza totale	1'010-1'050	cm
Profondità seduta	460-520	cm
Altezza schienale	550-585	cm
Pendenza max in salita	15°	
Ruote anteriori	200	∅
Ruote posteriori	16"-22"-24"	∅
Peso articolo	36	kg
Portata peso max	135	kg

Larghezza seduta	45	cm
Larghezza totale	68	cm
Inclinazione seduta	0°-21°	
Inclinazione schienale	0°-54°	
Altezza bracciolo	220-320	cm
Altezza del seduta	460-530	cm
Altezza totale	1'020-1'200	cm
Lunghezza totale	1'010-1'050	cm
Profondità seduta	460-520	cm
Altezza schienale	550-585	cm
Pendenza max in salita	15°	
Ruote anteriori	200	∅
Ruote posteriori	16"-22"-24"	∅
Peso articolo	36	kg
Portata peso max	135	kg

Larghezza seduta	50	cm
Larghezza totale	73	cm
Inclinazione seduta	0°-21°	
Inclinazione schienale	0°-54°	
Altezza bracciolo	220-320	cm
Altezza del seduta	460-530	cm
Altezza totale	1'020-1'200	cm
Lunghezza totale	1'010-1'050	cm
Profondità seduta	460-520	cm
Altezza schienale	550-585	cm
Pendenza max in salita	15°	
Ruote anteriori	200	∅
Ruote posteriori	16"-22"-24"	∅
Peso articolo	36	kg
Portata peso max	135	kg