

SEDIA ROTELLE CANEO B CON FRENI A TAMBURO



- Solida struttura in acciaio color antracite
- Freni di bloccaggio sulle ruote grandi
- Freni a tamburo
- Appoggipiedi regolabile in altezza
- Braccioli ribaltabili

DATI TECNICI

Nr articolo	DIETZ 39	
Larghezza seduta	39	cm
Profondità seduta	41 / 44	cm
Altezza seduta	48 / 51	cm
Altezza braccioli	23	cm
Larghezza totale	62	cm
Altezza schienale	40	cm
Altezza totale	90	cm
Lunghezza totale	110	cm
Larghezza chiusa	31	cm
Lunghezza totale senza appoggipiedi	81	cm
Peso articolo	20.2	kg
Portata peso max	130	kg

Nr articolo	DIETZ 42	
Larghezza seduta	42	cm
Profondità seduta	41 / 44	cm
Altezza seduta	48 / 51	cm
Altezza braccioli	23	cm
Larghezza totale	65	cm
Altezza schienale	40	cm
Altezza totale	90	cm
Lunghezza totale	110	cm
Larghezza chiusa	31	cm
Lunghezza totale senza appoggipiedi	81	cm
Peso articolo	20.3	kg
Portata peso max	130	kg

Nr articolo DIETZ 45		
Larghezza seduta	45	cm
Profondità seduta	41 / 44	cm
Altezza seduta	48 / 51	cm
Altezza braccioli	23	cm
Larghezza totale	68	cm
Altezza schienale	40	cm
Altezza totale	90	cm
Lunghezza totale	110	cm
Larghezza chiusa	31	cm
Lunghezza totale senza appoggiapiedi	81	cm
Peso articolo	20.5	kg
Portata peso max	140	kg

Nr articolo DIETZ 48		
Larghezza seduta	48	cm
Profondità seduta	41 / 44	cm
Altezza seduta	48 / 51	cm
Altezza braccioli	23	cm
Larghezza totale	71	cm
Altezza schienale	40	cm
Altezza totale	90	cm
Lunghezza totale	110	cm
Larghezza chiusa	31	cm
Lunghezza totale senza appoggiapiedi	81	cm
Peso articolo	21.3	kg
Portata peso max	140	kg

Nr articolo DIETZ 51		
Larghezza seduta	51	cm
Profondità seduta	41 / 44	cm
Altezza seduta	48 / 51	cm
Altezza braccioli	23	cm
Larghezza totale	74	cm
Altezza schienale	40	cm
Altezza totale	90	cm
Lunghezza totale	110	cm
Larghezza chiusa	31	cm
Lunghezza totale senza appoggiapiedi	81	cm
Peso articolo	21.6	kg
Portata peso max	140	kg