



Studiata per il trasporto delle persone. È particolarmente adatta agli ambienti domestici e le sue misure ridotte la rendono agile e facile da manovrare e da trasportare.

- Schienale fisso
- Braccioli estraibili
- Freno su ruota posteriore

DATI TECNICI

Larghezza totale	61.5	cm
Larghezza seduta	44	cm
Altezza sedile	42	cm
Altezza totale	93.5	cm
Profondità totale	112	cm
Peso articolo	16.6	kg
Portata peso max	130	kg