

La carrozzina da transito M212 è una robusta carrozzina pieghevole in acciaio che offre il massimo comfort sia per l'utente sia per chi lo assiste. A doppia crociera, standard e facile da piegare in pochi secondi. Grazie alle fiancate con braccioli estraibili, queste carrozzine risultano facili per essere riposte.

Caratteristiche tecniche:

- Di facile manovrabilità e per un uso quotidiano
- Telaio a doppia crociera
- Ruote anteriori 200x50 PU antiforatura
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza
- Tela sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Braccioli desk estraibili



DATI TECNICI

Larghezza seduta	43	cm
Profondità seduta	40	cm
Altezza seduta	50	cm
Altezza braccioli	23	cm
Larghezza totale	57.2	cm
Altezza schienale	45	cm
Altezza totale	91	cm
Lunghezza totale	92	cm
Larghezza chiusa	26.5	cm
Peso articolo	15.6	kg
Portata peso max	120	kg