

SEDIA ROTELLE TOMTAR CON FRENI A TAMBURO



immagine illustrativa

- Solida struttura in grigio manganese metallizzato
- Freni di bloccaggio sulle ruote grandi
- Freni a tamburo
- Appoggiatesta regolabile in altezza
- Braccioli ribaltabili

DATI TECNICI

Nr articolo	DIETZ 108142	
Larghezza seduta	42	cm
Profondità seduta	40	cm
Altezza seduta	52	cm
Altezza braccioli	22	cm
Larghezza totale	62	cm
Altezza schienale	46	cm
Altezza totale	95	cm
Lunghezza totale	100	cm
Larghezza chiusa	36	cm
Lunghezza totale senza appoggiatesta	80	cm
Peso articolo	19.3	kg
Portata peso max	130	kg

Nr articolo	DIETZ 108145	
Larghezza seduta	45	cm
Profondità seduta	40	cm
Altezza seduta	52	cm
Altezza braccioli	22	cm
Larghezza totale	65	cm
Altezza schienale	46	cm
Altezza totale	95	cm
Lunghezza totale	100	cm
Larghezza chiusa	36	cm
Lunghezza totale senza appoggiatesta	80	cm
Peso articolo	19.5	kg
Portata peso max	130	kg

Nr articolo	DIETZ 108148	
Larghezza seduta	48	cm
Profondità seduta	40	cm
Altezza seduta	52	cm
Altezza braccioli	22	cm
Larghezza totale	68	cm
Altezza schienale	46	cm
Altezza totale	95	cm
Lunghezza totale	100	cm
Larghezza chiusa	36	cm
Lunghezza totale senza appoggiatesta	80	cm
Peso articolo	20.3	kg
Portata peso max	130	kg

Nr articolo	DIETZ 108151	
Larghezza seduta	51	cm
Profondità seduta	40	cm
Altezza seduta	52	cm
Altezza braccioli	22	cm
Larghezza totale	71	cm
Altezza schienale	46	cm
Altezza totale	95	cm
Lunghezza totale	100	cm
Larghezza chiusa	36	cm
Lunghezza totale senza appoggiatesta	80	cm
Peso articolo	20.5	kg
Portata peso max	130	kg