



Gli sfigmomanometri ad aneroide di tipo palmare PRAKTICUS sono caratterizzati da un grande quadrante graduato di diametro 68 mm, con cifre nere su sfondo bianco, per una chiara lettura dei valori.

Chassis in materiale plastico.

Leggero e ben bilanciato, dal design tradizionale.

Manometro di produzione tedesca, con meccanismo in ottone anti-corrosione e salvaguardia da eccessiva pressione che lo rendono resistente e preciso nel tempo.

Altre caratteristiche:

- Sistema di misura a 1 e 2 tubi.
- Lancetta calibrata di alta qualità e precisione.
- Cucchiaino in metallo.
- Monopalla e bracciale in colori coordinati.

Valvola cromata di regolazione fine del rilascio dell'aria, che rende la misurazione precisa. Bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice.