




Sollevatore LIFTY, diffusione attraverso i pedali
pieghevole e separabile in due parti, altezza piedi 110cm
portata max 200kg - colore grigio

DATI TECNICI





Ecart de levage / portée de levage / hors tout :

- | | |
|---|---------|
| 1 - Portée de levage au point du CSP le plus haut : | 730 mm |
| 2 - Ecart de levage (3-4) : | 1065 mm |
| 3 - Hauteur maximale du CSP : | 1975 mm |
| 4 - Hauteur minimale du CSP : | 910 mm |
| 5 - Hauteur du CSP à la portée maximale de levage : | 1340 mm |
| 6 - Portée de levage au point du CSP le plus bas : | 870 mm |
| 7 - Portée maximale de levage : | 960 mm |
| 8 - Hauteur sol / crochets en position basse : | 720 mm |
| 9 - Hauteur sol / crochets en position haute : | 1780 mm |
| 10 - Hauteur hors tout en position basse : | 1370 mm |
| 11 - Hauteur hors tout en position haute : | 2050 mm |
| 12 - Longueur hors tout : | 1450 mm |
| 13 - Hauteur sol / poignée : | 1150 mm |

* CSP : Point central de suspension

CSP*





Materiale:	acciaio
Finitura:	vernice epossidica
Classe:	I
Peso totale:	39 kg
Peso massimo del paziente:	200 kg
Classe di protezione elettrica:	apparecchiatura di classe II
Parti applicate:	Tipo B
Ciclo di funzionamento:	2 min / 18 min (10%)
Alimentazione:	230V ~ 50 HZ
Alimentazione del cilindro:	24 V DC
Tempo di carica della batteria	15 ore
Durata della batteria:	circa 30 cicli
Livello massimo di potenza sonora:	48 dB
Protezione delle apparecchiature elettriche:	Telecomando: IP X4
Scatola di controllo:	IPX4
Cilindro:	IP X6
Equipaggiamento elettrico conforme a NF EN 60 601-1 e NF EN 60 601-1-2	

: