

MANIGLIA RIBALTABILE CON COLONNA

Maniglione di sostegno realizzato con anima rettilinea in alluminio estruso e rivestito con pregiato tecnopolimero colorato in pasta.

Ribaltabile verso l'alto e il basso a mezzo di frizione, rinforzo centrale, fissaggio a pavimento a mezzo di piastra con colonna in acciaio anticorrosione verniciata con polveri epossidiche.



DATI TECNICI

Nr. Articolo	Materiale	Lunghezza	Diametro
ST N32.RP60.01	Acciaio portante	60 cm	3.2 cm

Altre misure disponibili su richiesta