


MANIGLIONE CON MONTANTE CENTRALE



Maniglione di sostegno con montante centrale realizzato con anima rettilinea in acciaio portante trattato anticorrosione e rivestito in poliammide di prima scelta colorata in pasta, supporti a parete dritti, fissaggio a parete a mezzo di flangia coperta da copriflangia. Diametro 3,2 cm.

(L. 66 x H. 120 cm)

optional attacco scorrevole per doccia – vedi immagine 2

DATI TECNICI

Nr. Articolo	Materiale	Lunghezza	Altezza
ST N32.040	Acciaio portante	66 cm	120 cm
ST N32.032	optional attacco scorrevole per doccia		