


## MANIGLIONE DI SOSTEGNO FISSO



Maniglione di sostegno fisso realizzato con anima rettilinea in acciaio portante, trattato anticorrosione e rivestito in poliammide, di prima scelta colorata in pasta, supporti a parete dritti, fissaggio a parete a mezzo di flangia coperta da copri flangia.

### DATI TECNICI

Nr. Articolo	Materiale	Lunghezza		Diametro	
ST N32.100	Acciaio portante	60	cm	3.2	cm
ST N32.101	Acciaio portante	70	cm	3.2	cm
ST N32.102	Acciaio portante	80	cm	3.2	cm