



Seggiolino doccia ribaltabile, realizzato con anima rettilinea in acciaio portante, trattato anticorrosione e rivestito in poliammide di prima scelta colorata in pasta, ribaltabile verso l'alto e il basso a mezzo di frizione in teflon, fissaggio a parete a mezzo di piastra in inox, rivestita da copri piastra, confortevoli doghe in poliammide estraibili per una facile pulizia.

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio portante
Larghezza seduta	40 cm
Profondità	41.3 cm
Altezza totale	18.7 cm
Diametro	3.2 cm

ACCESSORI

