



Sedia a rotelle leggera con telaio in alluminio ed acciaio speciale ad alta resistenza.

- Doppia crociera
- Braccioli desk ribaltabili
- Pediere girevoli
- Ruote ad estrazione rapida
- Ruote ascensore
- Antiribaltamento
- Colore telaio antracite e rivestimento nero

Dati tecnici

Larghezza seduta	44	cm
Larghezza totale	62	cm
Altezza seduta	51	cm
Portata peso max	130	kg
Peso articolo	13	kg