

## VERTICALIZZATORE – SOLLEVATORE ORTHOS ECLIPSE



L'Eclipse è un verticalizzatore, ossia uno strumento per sollevare e mettere in piedi una persona. Questo modello si distingue per le dimensioni assai ridotte, pensato soprattutto per l'uso domestico dove gli spazi in cui girare sono piuttosto limitati.

Dotato di motorizzazione Linak in grado di sollevare 150kg, ma soprattutto di ruote gemellari da 10cm con sistema antipolvere, con l'esperienza ci siamo resi conto che spesso sono le ruote di bassa qualità a rendere complicato l'uso di un sollevatore.

Ideato per persone che hanno poca forza nelle gambe, che necessitano di un aiuto per mettersi in piedi o per essere messe in carrozzina. Il verticalizzatore è particolarmente comodo per cambiare e procedere con l'igiene intima dell'assistito, grazie alla cinghia che fascia solo la parte toracica, lasciando il pantalone completamente libero da vincoli.

### DATI TECNICI

Altezza minima	87	cm
Altezza massima	14.9	cm
Lunghezza base	95	cm
Larghezza con gambe chiuse	59.5	cm
Larghezza con gambe aperte	99	cm
Portata peso max	150	kg

