

BARELLA PRONTO SOCCORSO SPRINT 100



Barella ultraleggera, robusta dall'ergonomia eccezionale.

Migliora l'outcome dei pazienti

- Prevenzione alle cadute: Protezione e sicurezza grazie alle sponde laterali SoftDrop
- Le sponde laterali coprono la maggior parte del corpo del paziente ma con la necessaria accessibilità da parte dei sanitari. La funzione SoftDrop garantisce fluidità e delicatezza nell'abbassamento delle sponde per evitare l'intrappolamento delle mani.
- Supporto al recupero del paziente: Grazie al piano rete a 4 sezioni, ai comandi a pedale e all'indicatore di gradi integrato, la barella Sprint 100 è in grado di assumere più posizioni, tra le quali Sedia cardiologica, posizione vascolare, Trendelenburg, anti-Trendelenburg

Miglioramento del flusso di lavoro

- Facilità di traposto del paziente: **Postura costantemente ergonomica**, grazie all'innovativo concetto IV&Drive®, i sanitari possono spingere la barella da qualsiasi altezza.
Frenatura ergonomica con funzione EasyBrake, il rilascio o l'azionamento dei freni mediante pressione sulla leva a pedale, insieme a una chiara visuale dei freni, consente di lavorare nella massima ergonomia.
Fluidità di guida grazie alla ruota FlexiDrive, La 5a ruota fornisce assistenza nelle curve, sulle superfici sconnesse e nell'assorbimento degli urti.
- Operazioni ospedaliere efficienti: **Durabilità**, L'innovativo concetto IV&Drive consente di spingere la barella tramite le aste portaflebo senza rischio di romperle. Il design e l'alta qualità dei materiali rendono la barella al tempo stesso leggera e robusta.
Controllo delle infezioni, la struttura della colonna e l'accesso al carter di protezione rendono la barella facile da pulire.

