

LETTINO PER FISIOTERAPIA ELETTRA 2

**LETTINO A 2 SEZIONI ELETTRICO /
IDRAULICO**

Letto a due sezioni regolabile elettricamente o mediante comando idraulico in altezza, per terapia, massaggi e visita medica. Grazie alla sua struttura il lettino Elettra2 permette il passaggio del sollevatore. Disponibile nella versione larghezza da 65 e da 80 cm.



DATI TECNICI

Sezioni lettino	2	
Passaggio sollevatore	14.5	cm
Larghezza	65 o 80	cm
Lunghezza	190	cm
Portata massima uniformemente distribuiti	200	kg
Regolazione altezza	49 - 81	cm
Alimentazione a rete	230 V 50/60 Hz 1,5 A	
Spina attuatore	8000 N	
Protezione	IP 66	
Regolazione della testata con molla a gas	+60° -20°	
Foro per la respirazione completo di tappo	di serie	
Peso	60	kg

CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione del prodotto	Poliuretano espanso
Classe reazione al fuoco	1 IM
Densità imbottitura	30 Kg / m3
Altezza imbottitura	4 cm

