

POLTRONA GAIA



**Sincronizzazione ottimale per un comfort personalizzato.**

Lo schienale anatomico con supporto lombare si inclina tramite una molla a gas, bloccandolo in tutte le posizioni. In abbinamento al poggiatesta regolabile e rimovibile, consente una postura completamente adattabile alle esigenze del paziente.

**Mobilità fluida e stabilità garantita.**

Montato su ruote Ø125 mm con freno centralizzato e bloccaggio simultaneo, GAÏA unisce manovrabilità e sicurezza. Ideale per l'assistenza quotidiana, garantisce facilità di spostamento senza compromettere la stabilità durante il trattamento.

**DATI TECNICI**

Larghezza seduta	50	cm
Altezza seduta	44	cm
Altezza poggiatesta	50	cm
Larghezza tra braccioli	50	cm
Profondità	46	cm
Raggio bordo anteriore del sedile	10	cm
Portata peso max	135	kg
Peso articolo	39	kg