

POLTRONA MEDICALIZZATA SALVA E SALVA PLUS



I vantaggi della sedia da trasporto SALVA®

- Estremamente mobile grazie al peso ridotto, alle ruote esterne scorrevoli e alle rotelle facili da spostare.
- Ausilio per l'ingresso o l'uscita di pazienti con mobilità ridotta.
- Elevato comfort per il paziente grazie al rivestimento ergonomico.
- Adattamento personalizzato grazie alla sezione schienale e piedi regolabili nonché ai braccioli inclinabili e regolabili in altezza.
- Facile da usare e maneggiare.
- Sedia durevole grazie ai materiali robusti e all'elevata qualità complessiva del prodotto.

Ben pensato e orientato alla pratica

Ausilio per l'ingresso o l'uscita

Accoglie i pazienti con la funzione di elevazione. Soprattutto per i pazienti più anziani, poter salire e scendere facilmente dalla sedia è molto importante. Un supporto utile per chi ha mobilità limitata e un completo sollievo per il personale infermieristico durante la mobilizzazione dei pazienti.

L'assistente ospedaliero efficiente

- *Adatto a pazienti pesanti con un carico di lavoro sicuro di 215 kg.*
- *Grazie all'altezza ridotta della seduta di 48 cm, i pazienti possono salire facilmente sulla sedia, anche di lato.*
- *Per risparmiare spazio e consentire un facile accesso dalla parte anteriore, la parte dei piedi può essere completamente ripiegata.*
- *Ruote antistatiche Ø 12,5 cm con bloccaggio direzionale anteriore e bloccaggio centrale posteriore.*
- *Ruote Ø 30 cm adatte per esterni, per spostamenti frequenti e lunghi in ospedale.*
- *Quando non serve, la pedana può essere facilmente spostata da parte per risparmiare spazio, senza creare intralcio né ai pazienti né al personale infermieristico.*
- *Supporto per asta per infusione montabile per una maggiore mobilità del paziente*
- *Per il comfort del paziente è presente un poggiatesta integrato regolabile in altezza.*

SALVA® plus – La nostra raccomandazione per la riabilitazione

Le opzioni più importanti del pacchetto:

- Regolazione dell'altezza
- Le parti posteriori e dei piedi possono essere regolate in modo sincrono
- Pedana estensibile

DATI TECNICI

Specifiche	Salva	Salva plus
Dimensioni braccioli	44 x 8 x 6 cm	44 x 8 x 6 cm
Dimensioni rivestimento	166 x 50 x 4 – 10 cm	166 x 50 x 4 – 10 cm
Lunghezza totale	166 x 69 x 122 cm	166 x 69 x 145 cm (regolazione dell'altezza)
Distanza dal pavimento	6 cm	4 cm (pedana)
Altezza sedile	48 cm	48 – 75 cm (regolazione dell'altezza)
Angoli d'inclinazione		
Angolo d'inclinazione del sedile	8°	8°
Campo di regolazione parte posteriore (alla parte del sedile)	82° - 12°	82° - 12°
Intervallo di regolazione della parte del piede (alla parte del sedile)	90° - 10°	90° - 10°
Regolazione della parte del sedile con ausilio per entrata o uscita	8° a -17°	8° a -17°
Ruote e rotelle		
Ø 12,5 cm ruote singole antistatiche con bloccaggio direzionale nella parte anteriore e blocco centrale nella parte posteriore	✓	✓
Regolazione manuale		
Parte posteriore e parte dei piedi regolabili separatamente	✓	NO
Parte posteriore e parte dei piedi regolabili in modo sincrono	NO	✓
Parti posteriori e piedi regolabili in modo sincrono e separato	NO	NO
Regolazione in altezza	NO	✓
Aiuto all'entrata o all'uscita (solo in combinazione con la regolazione in altezza)	NO	NO
Pedana estensibile	NO	✓
Portata peso max.	215 kg	215 kg
Peso poltrona	68 kg	68 kg