

POLTRONA SELLA



Trasporto facile del paziente

Il peso ridotto, l'elevata manovrabilità e il comfort di seduta rendono questo prodotto un valido aiuto nelle case di cura, nelle strutture sanitarie di lunga degenza, negli ospedali e anche nell'assistenza privata.

Mobilitazione

Il sollevatore idraulico per il ribaltamento del sedile e la regolazione dei braccioli per il supporto delle braccia elimina totalmente lo sforzo fisico del personale necessario per manipolare il paziente.

Efficienza operativa

TRASFERIMENTO COMODO

La regolazione dell'altezza semplifica il lavoro degli infermieri poiché consente il comodo trasferimento del paziente dalla sedia al letto.

FACILE ACCESSO

La struttura della sedia Sella consente al personale di accedervi facilmente, ad esempio quando è necessario effettuare un esame ecografico.

ESAME SEMPLICE

È anche possibile eseguire un semplice esame o prelevare un campione di sangue direttamente dal paziente seduto sulla poltrona.

DATI TECNICI

Lunghezza totale nello stato base	91	cm
Lunghezza totale sdraiata	161	cm
Larghezza totale	68.5 / 70.5	cm
Sollevamento massimo	24	cm
Angolo rotazione bracciolo	-25°, 0°, 25°, 90°	
Angolo rotazione poggiatesta	Da 11° a 87°	
Angolo rotazione schienale	Da 12° a 70°	
Angolo rotazione schienale	Da 12° a 70°	
Portata peso max.	150	kg