

STETOSCOPIO REISTER DUPLEX 2.0



Stetoscopio in alluminio Reister Duplex 2.0 – senza lattice

Eccezionali prestazioni acustiche. Sono stati completamente riprogettati per rispondere alle sfide quotidiane della pratica diagnostica. Design speciale dei tubi per un'efficace auscultazione degli adulti, dei bambini e dei neonati.

Dati tecnici

- Doppio padiglione di precisione in acciaio inossidabile con supporto innovativo della membrana
- Archetto dalla forma anatomica con molla interna multipla per regolare la pressione di contatto
- Olive ultra morbide, sostituibili e girevoli per una sigillatura perfetta nel canale uditivo e un confort ottimale
- Sistema acustico innovativo per un'auscultazione perfetta di tutte le frequenze
- Membrana speciale per un'acustica di precisione con anelli di protezione anti-freddo innovativi per una migliore adattabilità sulla pelle
- Colore: blu
- Membrana: Ø 23/44 mm
- Lunghezza: 74 cm
- Peso: 97 g