

TAVOLINO SERVITORE STYLO S3



Il Server s3 è un tavolino da letto girevole e regolabile in altezza. Il Server può essere ripiegato in modo da risparmiare spazio quando non viene utilizzato.

- Piano del tavolo servitore in resina compatta HPL con 2 binari reggilibri in alluminio anodizzato
- Piano del tavolo servitore in resina compatta HPL con 2 binari reggilibri in alluminio anodizzato
- Piano del tavolo servitore in resina compatta HPL con 2 binari reggilibri in alluminio anodizzato
- Piano del tavolo servitore in resina compatta HPL con 2 binari reggilibri in alluminio anodizzato

DATI TECNICI

Altezza	76 – 107.5	cm
Profondità	42.5	cm
Lunghezza	82.5	cm