

WELL BEING ASSORTIMENTO



In vigore da marzo 2022

by **SIGVARIS**

WELL BEING ASSORTIMENTO



HIGHLIGHT

MEASURED
FOR PREMIUM
COMFORT

- 8 — HIGHLIGHT PER LEI
- 12 — HIGHLIGHT PER LUI
- 14 — HIGHLIGHT MARINIERE PER LEI E LUI



DELILAH

- 16 — DELILAH PER LEI
- 18 — DELILAH ASSORTIMENTO



SAMSON

20 — SAMSON PER LEI E LUI



MICROFIBER SHADES

22 — MICROFIBER SHADES PER LEI E LUI

24 — MICROFIBER SHADES ASSORTIMENTO



TRAVENO

26 — TRAVENO PER LEI E LUI



SIZING

28 — SCELTA
WELL BEING ASSORTIMENTO

CHI È SIGVARIS GROUP



IL NOSTRO OBIETTIVO È SVILUPPARE LE MIGLIORI SOLUZIONI PER TERAPIA COMPRESSIVA DA OFFRIRE ALLE PERSONE.

Ciascuno deve potersi sentire a proprio agio. Ogni giorno. Portiamo avanti questo impegno da oltre 150 anni.

La nostra gamma si basa su marchi orientati verso esigenze e indicazioni diverse. Da un lato vogliamo aiutare i pazienti e le pazienti con malattie venose, linfedemi e lipedemi a vivere la propria vita con le minori limitazioni possibili. Dall'altro gli effetti positivi della terapia compressiva nel quotidiano, sul lavoro e in viaggio devono essere resi accessibili anche a un pubblico consapevole della propria salute.

Dato che ci siamo dedicati allo sviluppo di soluzioni medicali, continuiamo ad impegnarci nell'innovazione affinché i nostri partner del sistema sanitario possano contribuire efficacemente al miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Il marchio di qualità made in Switzerland è importante per noi. Per questo motivo siamo orgogliosi del nostro stabilimento produttivo di San Gallo.



ATTIVITÀ DI SIGVARIS GROUP?



L'assortimento WELL BEING di SIGVARIS GROUP è completamente dedicato al benessere delle vostre gambe e dona sollievo dai disturbi venosi, migliora la salute delle gambe e regala un aspetto più sano.

Sensazione di pesantezza, gonfiore e dolori alle gambe possono rappresentare i primi sintomi di una malattia venosa cronica. Questi sintomi sono particolarmente intensi se si rimane seduti o in piedi a lungo e aumentano con il passare della giornata o in caso di temperature elevate.





PER PIÙ LEGGEREZZA

I prodotti di prevenzione dell'assortimento WELL BEING di SIGVARIS GROUP alleviano visibilmente sintomi come stanchezza e pesantezza delle gambe o gonfiore ai piedi e sono adatti a persone che vogliono influenzare positivamente la salute delle proprie gambe.

WE ARE DEDICATED TO HELPING PEOPLE FEEL THEIR BEST. EVERY DAY.

MEASURING MAKES THE DIFFERENCE



HIGHLIGHT

by SIGVARIS

Le calze riposanti HIGHLIGHT for women by SIGVARIS, grazie alla loro raffinata trasparenza e all'elegante struttura delle maglie garantiscono un look di stile e di gran classe. La compressione percepibile e controllata delle calze favorisce il ritorno venoso al cuore e previene la sensazione di gambe stanche e pesanti. Nessuna gamba è uguale all'altra, quindi prendere correttamente le misure fa la differenza per queste calze riposanti. Highlight per sentirsi meglio.

INFOS



GRADUATED
COMPRESSION

PER LEI

- Forma ottimale ed effetto compressivo preciso grazie alle misure individuali
- Raffinata struttura delle maglie e aspetto elegante
- 15-20 mmHg; valore kPa: 2,0-2,7



COLORI

skin
dune
bronze
marine
black




HIGHLIGHT ASSORTIMENTO

MODELLI E COLORI

	skin	dune	bronze	marine	black
Gambaletto					
Gambaletto punta aperta					
Calza autoreggiante*					
Calza autoreggiante punta aperta*					
Collant					

* con bordo Sensinova

Scelta HIGHLIGHT for women





BORDO SENSINOVA

Questo bordo traspirante garantisce un sostegno perfetto, senza aumentare la pressione. È particolarmente confortevole da indossare e grazie alla sua flessibilità accompagna ogni movimento. Non ingrossa le gambe sotto i vestiti.



MEASURING MAKES THE DIFFERENCE



HIGHLIGHT

by SIGVARIS

HIGHLIGHT for men by SIGVARIS, grazie alla moderna struttura scanalata e all'elegante motivo delle maglie, garantiscono il look perfetto. La compressione percepibile e controllata delle calze favorisce il ritorno venoso al cuore e previene la sensazione di gambe stanche e pesanti. Nessuna gamba è uguale all'altra, quindi prendere correttamente le misure fa la differenza per queste calze riposanti. Highlight per sentirsi meglio.

INFOS



GRADUATED
COMPRESSION

PER LUI

- Forma ottimale ed effetto compressivo preciso grazie alle misure individuali
- Alta tecnologia allo stato puro: le fibre Aquarius favoriscono la traspirazione grazie al trasporto dell'umidità all'esterno
- Trama a coste, elegante e sportiva
- 15-20 mmHg; valore kPa: 2,0-2,7

MODELLO E COLORI

Gambaletto



marine

anthracite

black

Scelta HIGHLIGHT for men



MEASURING MAKES THE DIFFERENCE



HIGHLIGHT MARINIERE

by SIGVARIS

HIGHLIGHT MARINIERE by SIGVARIS con motivo maritime offrono il look perfetto. La compressione percepibile e controllata delle calze favorisce il ritorno venoso al cuore e previene la sensazione di gambe stanche e pesanti. Nessuna gamba è uguale all'altra, quindi prendere correttamente le misure fa la differenza per queste calze riposanti. Highlight maritime per sentirsi meglio.

INFOS



PER LEI E LUI

- Forma ottimale ed effetto compressivo preciso grazie alle misure individuali
- Comfort ottimale grazie a materiali morbidi, bordo largo e cucitura a punta piatta
- Trama maritime in stile moderno
- 15-20 mmHg; valore kPa: 2,0-2,7



MODELLO E COLORE



Scelta HIGHLIGHT MARINIERE



LEGGEREZZA QUOTIDIANA



DELILAH

by SIGVARIS

DELILAH by SIGVARIS con aspetto gradevole e ampia scelta di colori offrono un look alla moda. Per sentirsi meglio ogni giorno.

INFOS



GRADUATED
COMPRESSION

PER LEI

- Gambe leggere ogni giorno grazie a un effetto riposante percepibile
- Look bello e naturale grazie alla trama semitrasparente
- Bordo autoreggente in elegante pizzo
- Massimo comfort e maggiore durata delle calze grazie al tallone elastico e rinforzato e alla punta elastica



COLORI



DELILAH

ASSORTIMENTO

MODELLI E COLORI

DELILAH

70D mesh / 140D mesh

forte ed elegante

	skin	dune	bronze	mauve	anthracite	black
Gambaletto						
Gambaletto punta aperta						
Calza autoreggente						
Calza autoreggente punta aperta						
Collant						
Collant punta aperta						
Collant Plus (Calibrato)						
Collant Materna (Calibrato)						

DELILAH

70D flat / 140D flat

raffinato e brillante

	skin	dune	bronze	mauve	anthracite	black
Gambaletto						
Calza autoreggente						
Collant						
Collant Plus (Calibrato)						
Collant Materna (Calibrato)						

Scelta DELILAH



MESH & FLAT

«mesh» e «flat» sono punti maglia diversi. La differenza si percepisce al tatto e alla vista.

MESH (MAGLIA A RETE): struttura delle maglie più aperta e strutturata

FLAT (MAGLIA LISCIA): più morbida e setosa al tatto



COSA SIGNIFICA „DENARI“ (D/DEN)?

Il numero di denari fornisce informazioni sulla dimensione dei filati utilizzati e corrisponde al peso espresso in grammi di 9.000 metri di filato. Maggiore è il numero di denari, più spesso è il filato e più coprente appare la calza.

Esempio denaratura 70:
9.000 metri di filato pesano 70 grammi



LEGGEREZZA QUOTIDIANA



SAMSON

by SIGVARIS

Sentirsi meglio ogni giorno: SAMSON by SIGVARIS da uomo e da donna, grazie al suo cotone lavorato dona una sensazione di comfort quando lo si indossa e grazie alla moderna struttura scanalata garantisce un look alla moda.

INFOS



GRADUATED
COMPRESSION

PER LEI E LUI

- Gambe leggere ogni giorno grazie a un effetto riposante percepibile
- Il cotone delicato sulla pelle favorisce la traspirazione grazie al trasporto dell'umidità all'esterno e dona una sensazione piacevole
- Massimo comfort grazie al bordo largo e alla cucitura a punta piatta



MODELLO E COLORI

Gambaletto



beige



marine



anthracite



black



white



Scelta SAMSON



LOOK GREAT. FEEL GREAT.



MICROFIBER SHADES

by SIGVARIS

Colori pieni di stile per sentirsi meglio: MICROFIBER SHADES by SIGVARIS. Questa linea di calze con fantasie e colori di stile è adatta sia per il lavoro che per il tempo libero. La morbida microfibra è piacevole sulla pelle e favorisce la traspirazione grazie al trasporto dell'umidità all'esterno.


INFOS



GRADUATED
COMPRESSION

PER LEI E LUI


- Gambe leggere ogni giorno grazie a una compressione percepibile
- La microfibra delicata sulla pelle favorisce la traspirazione grazie al trasporto dell'umidità all'esterno e dona una sensazione piacevole
- Fantasie e colori alla moda




MICROFIBER SHADES

ASSORTIMENTO


MODELLO E COLORI



Scelta MICROFIBER SHADES per lei



Scelta MICROFIBER SHADES per lui





MICROFIBRA

La microfibra si riconosce dalla sua trama fine. Grazie al suo impiego la calza ha una consistenza morbida e setosa ed è delicata sulla pelle. La microfibra è traspirante e favorisce la traspirazione grazie al trasporto dell'umidità all'esterno, lasciando così una piacevole sensazione sulla pelle.



UN SOLLIEVO PER VENE IN VIAGGIO



TRAVENO

by SIGVARIS

Quando si viaggia, sia in aereo che in auto o in treno, si trascorrono molte ore in posizione seduta e questo può ostacolare il ritorno venoso al cuore. I piedi e la parte inferiore delle gambe si gonfiano e possono diventare doloranti. In rari casi si può arrivare addirittura a una tromboembolia venosa profonda, con il rischio di un'embolia polmonare.

Le calze riposanti da viaggio TRAVENO by SIGVARIS stimolano la circolazione sanguigna delle gambe grazie a una pressione delicata. Grazie all'innovativo tessuto, le calze TRAVENO prevengono la formazione di cattivi odori e assicurano una piacevole sensazione di comfort e gambe libere dal dolore quando si viaggia. Per sentirsi meglio in viaggio.



INFOS



GRADUATED
COMPRESSION

PER LEI E LUI

- Gambe leggere in viaggio grazie a un effetto riposante percepibile
- Attenuano il gonfiore delle gambe
- Traspiranti e pratiche
- Il tessuto innovativo previene la formazione di cattivi odori



MODELLO E COLORI

Gambaletto



dune



marine



anthracite



black



Scelta TRAVENO




SCELTA

HIGHLIGHT

by SIGVARIS




FOR WOMEN



CIRCONFERENZA (IN CM)

	S	M	L	XL
H	max. 105	max. 115	max. 125	max. 125
M	45 - 62	48 - 65	51 - 68	54 - 71
C	32 - 38	35 - 41	38 - 44	41 - 47
B	19 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 29



LUNGHEZZA (IN CM)

normale	fino a 40	normale	fino a 75	normale	fino a 75
lungo	da 40	lungo	da 75	lungo	da 75



lD
 2 dita sotto la piega ginocchio



lS
 Fino all'inguine



lS
 Fino all'inguine

FOR MEN



C = circonferenza del polpaccio
(punto più forte)
B = circonferenza della caviglia sopra
il malleolo (punto più stretto)



CIRCONFERENZA
(IN CM)

S	M	L	XL
32-39	35-42	38-45	41-48
19-22	22-24	24-26	26-29

LUNGHEZZA
(IN CM)

normale	lungo
fino a 42	da 42

MARINIERE FOR WOMEN & MEN

FOR WOMEN



CIRCONFERENZA
(IN CM)

S	M	L	XL
32-38	35-41	38-44	41-47
19-22	22-24	24-26	26-29


FOR MEN



CIRCONFERENZA
(IN CM)

S	M	L	XL
32-39	35-42	38-45	41-48
19-22	22-24	24-26	26-29

C = circonferenza del polpaccio
(punto più forte)
B = circonferenza della caviglia sopra
il malleolo (punto più stretto)



LUNGHEZZA (IN CM)

normale	lungo	normale	lungo
≤ 40	> 40	≤ 42	> 42

FOR WOMEN

FOR MEN

SCELTA


DELILAH by SIGVARIS



NUMERO DI SCARPE PER LEI	EU	UK	
	35-37	3-4.5	1
38-39	5-6	2	
40-41	6.5-7.5	3	
42-44	8-9.5	4	



- Calza auto-reggente 
- Collant 
- Collant Plus* 
- Collant Materna 
- *vedi taglie **1+** fino **5+**




SAMSON

by SIGVARIS



NUMERO DI SCARPE
PER LUI E LEI

EU	UK	
36-37	3.5-4.5	1
38-39	5-6	2
40-41	6.5-7.5	3
42-43	8-9	4
44-45	9.5-10.5	5
46-47	11-12	6



SCELTA

MICROFIBER SHADES by SIGVARIS



NUMERO DI SCARPE
PER LEI

EU	UK	
35-37	3-5	A
38-40	5.5-7.5	B
41-44	8-10	C



NUMERO DI SCARPE
PER LUI

EU	UK	
39-41	5.5-7.5	A
42-44	8-10	B
45-48	10.5-13	C



TRAVENO

by SIGVARIS



NUMERO DI SCARPE
PER LUI E LEI

EU	UK	
36-37	3.5-4.5	1
38-39	5-6	2
40-41	6.5-7.5	3
42-43	8-9	4
44-45	9.5-10.5	5
46-47	11-12	6



**WE ARE DEDICATED TO HELPING PEOPLE
FEEL THEIR BEST. EVERY DAY.**

SIGVARIS S.r.l.
Via Galileo Galilei 2/2
31057 Silea (TV)
Italia
Numero verde Tel. 800 17 84 86
Numero verde Fax 800 98 44 68
info.it@sigvaris.com (richieste generiche)
vendite.it@sigvaris.com (ordini)

www.sigvaris.com

SIGVARIS and SIGVARIS GROUP are registered trademarks of
SIGVARIS AG, CH-9014 St. Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.
© 2022 Copyright by SIGVARIS AG, CH-9014 St. Gallen/Switzerland



stampato in
svizzera

