



- Ampia borsa per trasportare fino a 5 kg
- Maniglia di trasporto unica nel suo genere: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per il sollevamento e il trasporto del rollator e facile da usare.
- Riflettori di sicurezza a 360° disponibili per la borsa della spesa, il telaio e le maniglie
- Fascia schienale
- Portata max 150 kg
- Larghezza totale 62 cm
- Altezza del sedile: L 62 cm, M 55 cm
- Ingombro da chiuso: 22 cm