

ROLLATOR BARIATRICO

REHAHRSGM550UP
REHAHRSGM550UP

- Borsa della spesa grande per trasportare fino a 5 kg
- Altezza della maniglia regolabile e facile da usare
- Chiusura di sicurezza rossa brevettata "Click & Safe"
- Maniglia di trasporto unica: impugnature ergonomiche sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il deambulatore
- Riflettori di sicurezza a tutto tondo disponibili per borsa della spesa, telaio e maniglie
- Ampia scelta di accessori come cinghie per lo schienale, borse, vassoio, freno azionabile con una sola mano, freno di rallentamento e ombrello per deambulatore

Nr articolo REHAHRSGM550UP	MEDIUM	
Altezza seduta	55	cm
Larghezza seduta	55	cm
larghezza totale	69	cm
lunghezza	66	cm
misure chiuso	66X23X84	cm
portata max	200	kg
peso articolo	7.8	kg

Nr articolo REHAHRSGM550UP	MEDIUM	
Altezza seduta	55	cm
Larghezza seduta	55	cm
larghezza totale	69	cm
lunghezza	66	cm
misure chiuso	66X23X84	cm
portata max	200	kg
peso articolo	7.8	kg