


ASSE DI TRASFERIMENTO LATERALE BANANA



Adatto ai trasferimenti laterali da usare da soli o con l'aiuto di un operatore
Può essere usato in combinazione ai teli di scorrimento

ASSI DI TRASFERIMENTO LATERALE

Semplificano il trasferimento del paziente dal centro del letto alla sedia a rotelle o al WC o anche all'automobile.

Resistenti agli acidi, facili da pulire e da disinfettare.

Un adesivo antiscivolo (blu) sviluppato appositamente garantisce un sicuro posizionamento sul letto, sulla sedia ecc.

Disponibili in versione da 80 cm e da 100 cm

Nr. Articolo	RM 470.0080	Nr. Articolo	RM 470.0102
Da 80 cm		Da 100 cm	

