

AIUTI CAMMINO



Muoversi con sicurezza significa sentirsi più liberi e più autonomi nella vita di ogni giorno.

Per questo abbiamo selezionato una gamma di aiuti alla deambulazione pensata per accompagnare ogni persona nelle proprie esigenze di mobilità: rollator, deambulatori, bastoni e stampelle.

Soluzioni pratiche, sicure e confortevoli, studiate per offrire un supporto concreto negli spostamenti quotidiani, dentro e fuori casa.

La nostra proposta unisce qualità, funzionalità e attenzione alla persona, perché ogni esigenza di mobilità merita un ausilio adeguato, affidabile e semplice da utilizzare.

ROLLATOR TAIMA M GT

DIETZ 200160



Leggero, pratico e maneggevole. Rimane in piedi anche da chiuso.
Appoggia schiena, 4 ruote, di cui 2 con freni Manopole ergonomiche e regolabili in altezza

DATI TECNICI

Schienale	Si	
Larghezza seduta	45	cm
Lunghezza seduta	20	cm
Altezza seduta	59	cm
Larghezza totale	63	cm
Altezza totale	79 - 95	cm
Misure da piegato	24	cm
Portata peso max	150	kg
Peso articolo	6.5	kg

ROLLATOR TAIMA S GT

DIETZ 200153



Indicato per persone di bassa statura
 Leggero, pratico e maneggevole Rimane in piedi anche da chiuso
 4 ruote, di cui 2 con freni
 Manopole ergonomiche e regolabili in altezza.
 Porta ombrelli/bastone
 Schienale, sedile e cestino a rete

DATI TECNICI

Schienale	Si	
Larghezza seduta	39	cm
Lunghezza seduta	20	cm
Altezza seduta	51	cm
Larghezza totale	58	cm
Altezza totale	76 - 86	cm
Misure da piegato	24	cm
Portata peso max	150	kg
Peso articolo	6.2	kg





- Il deambulatore Eco light II è un comodo rollator con 4 ruote pieghevole;
- È strutturato con un cestino amovibile, una seduta imbottita e un comodo supporto lombare che facilita la seduta del paziente;
- Ci sono dei freni di stazionamento, con maniglie regolabili in altezza;
- Facilmente pieghevole e comodo per il trasporto.

DATI TECNICI

Colore	Grigio
Larghezza sedile	35.5 cm
Altezza sedile	56 cm
Profondità sedile	30.5 cm
Larghezza totale	61.5 cm
Altezza totale	80 / 93 cm
Lunghezza totale	69.5 cm
Portata peso max	120 kg
Peso articolo	7.5 kg
Ruote (anteriori/posteriori)	8 x 11/4 (=200mm)

ROLLATOR ART LINE

REHALR



- Ampia borsa per trasportare fino a 5 kg
- Maniglia di trasporto unica nel suo genere: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per il sollevamento e il trasporto del rollator e facile da usare.
- Riflettori di sicurezza a 360° disponibili per la borsa della spesa, il telaio e le maniglie
- Fascia schienale
- Portata max 150 kg
- Larghezza totale 62 cm
- Altezza del sedile: L 62 cm, M 55 cm
- Ingombro da chiuso: 22 cm

ROLLATOR PER INTERNO PIXEL

NL06.10.417.007

^




Il deambulatore Pixel è leggero e indicato per gli spazi interni.

Grazie al suo design accattivante e alle caratteristiche di guida particolarmente agili, è progettato per chiunque desideri mantenere la propria indipendenza a casa, ma ha problemi con la deambulazione autonoma.

Il rollator è pieghevole, è dotato di due tasche e un vassoio che offrono la possibilità di riporre oggetti personali e qualsiasi cosa si desideri.

Il funzionamento intuitivo e il peso ridotto del rollator rendono estremamente semplice la gestione e l'uso quotidiano.

DATI TECNICI



ROLLATOR FAKTO

DIETZ 346NPU



Aiuto cammino con 4 ruote piene e sedile

Incluso vassoio e cestino

Freni sulle ruote posteriori con bloccaggio e manopole ergonomiche

Una volta aperto viene bloccato per sicurezza

TARIFFE PER NOLEGGIO:

NOLEGGIO MINIMO UN MESE: **CHF 45.00 / mese**

SPESE DI CONSEGNA, RITIRO E PULIZIA: **CHF 50.00 fatturati unicamente la prima volta**

DATI TECNICI

Colore	Grigio	
Larghezza seduta	45	cm
Lunghezza seduta	22	cm
Altezza seduta	61.5	cm
Larghezza totale	57	cm
Altezza totale	80.5 - 99	cm
Misure da chiuso	25 x 57 x 91	cm
Portata peso max	130	kg
Peso articolo	8.9	kg

ROLLATOR ARTHRITIS

DIETZ 324NPU



Rollator pieghevole con 4 ruote di cui 2 con freni.
 Indicato per persone affetti da artrite o reumatismi.
 Supporto per avambraccio morbido e confortevole regolabile in altezza.
 Manopole ergonomiche e regolabile in lunghezza.
 Compreso sedile, cestino e vassoio.

DATI TECNICI

Larghezza seduta	42	cm
Profondità seduta	22	cm
Altezza seduta	62	cm
Larghezza totale	56	cm
Altezza totale	103 - 120	cm
Lunghezza totale	68	cm
Larghezza da chiuso	28	cm
Portata peso max	120	kg
Peso articolo	12.3	kg

AIUTO CAMMINO REGOLABILE IN ALTEZZA

HERD 221100



I deambulatori fissi sono regolabili in altezza adattandosi a tutte le stature. Realizzati in duralluminio, sono leggeri e molto maneggevoli per un facile spostamento in totale sicurezza.

Ruote incluse

Colore: antracite

DATI TECNICI

Schienale	No	
Altezza totale	81 - 91	cm
Larghezza totale	65	cm
Profondità max	45	kg
Portata peso max	130	kg
Peso articolo	1.5	kg

AIUTO CAMMINO CON RUOTE PIEGHEVOLE

GIMA 27723



In alluminio con 2 gommini antiscivolo e 2 rotelle ($\varnothing$ 12,7 cm), questo aiuto cammino è richiudibile per occupare meno spazio quando non viene utilizzato o trasportato.

- regolabile in altezza 79 -97 cm
- dimensioni di 51X64 cm
- peso articolo 3 kg
- carico massimo 100 kg



In alluminio con gommini antiscivolo, questo aiuto cammino è richiudibile per occupare meno spazio quando non viene utilizzato o trasportato.

Facile da utilizzare, due modalità di movimento: snodabile o fisso.

- regolabile in altezza 78 -96 cm
- dimensioni di 47x46 cm
- peso articolo 2.4 kg
- carico massimo ca. 100 kg

DEAMBULATORE ANTIBRACHIALE REGOLABILE A GAS**REHA PLAT1000GB**

PLATFORM offre agli utenti un elevato grado di stabilità e sostegno durante la deambulazione.

I supporti per gli avambracci, comodi e imbottiti, e le ruote girevoli consentono una facile manovrabilità e offrono all'utente un maggiore comfort. Dotata di ruote TPE-Grip progettate appositamente per l'uso in ambienti interni.

Un passo avanti per la riabilitazione e l'assistenza domiciliare.

Deambulatore regolabile in altezza e adattabile con comodi appoggi per le braccia.



Il dispositivo a pressione a gas garantisce e facilita lo standing del paziente. Le maniglie ergonomiche, regolabili, con dispositivo frenante e il supporto per gli avambracci consentono una regolazione ottimale e quindi una maggiore sicurezza e comfort nella deambulazione e quando ci si siede. PLATFORM è dotato di un dispositivo frenante integrato nella parte inferiore e non necessita di manutenzione. Le ruote posteriori possono essere facilmente frenate, bloccate e rilasciate. Tutte e 4 le ruote sono dotate di un blocco che ne impedisce l'oscillazione. Con il suo design elegante, PLATFORM sostiene e facilita la deambulazione dell'utente in modo comodo e sicuro, anche attraverso il passaggio fra le porte avendo una larghezza contenuta di soli 70 cm. L'utilizzo è consigliato durante la fase di riabilitazione e di terapia di esercizio in ambienti interni.

DATI TECNICI

Lunghezza totale	80	cm
Larghezza totale	69	cm
Larghezza esterna dei braccioli	31.5 - 48	cm
Diametro ruote	10	cm
Peso articolo	18.5	kg
Portata peso max	150	kg



Aiuto cammino con piano d'appoggio
4 ruote di cui 2 con freni, dischi antiurto
Regolabile in altezza.

DATI TECNICI:

Diametro ruote	8	cm
Larghezza del piano	63	cm
Larghezza da ruota a ruota	22	cm
Altezza regolabile	100 - 150	cm
Peso articolo	11	kg

TARIFFE PER NOLEGGIO:

NOLEGGIO MINIMO UN MESE: **CHF 45.00 / mese**

SPESE DI CONSEGNA, RITIRO E PULIZIA: **CHF 50.00 fatturati unicamente la prima volta**



Aiuto cammino ascellare pieghevole
4 ruote di cui 2 con freni, dischi antiurto
Regolabile in altezza.


Seggiolino non incluso

TARIFFE PER NOLEGGIO:

NOLEGGIO MINIMO UN MESE: **CHF 45.00 / mese**

SPESE DI CONSEGNA, RITIRO E PULIZIA: **CHF 50.00 fatturati unicamente la prima volta**

DATI TECNICI



STAMPELLA ADVANCE
HERD 200913


Puntale 18 mm

Utilizziamo la migliore qualità di alluminio e le migliori materie prime per offrirti un design unico e durevole.

- Advance è la prima stampella bi-iniettata in polipropilene ed elastomeri, che offre maggiore comfort all'utente
- Certificato e testato fino a 140kg
- Regolabile in altezza 10 volte per clip.
- Tappo antirumore integrato e punta Pivoflex.

DATI TECNICI

Altezza della maniglia al pavimento	77 / 98	cm
Lunghezza dell'impugnatura in gel	10	cm
Altezza del appoggiabraccio	22	cm

STAMPELLE ASCELLARI

Stampelle in acciaio Inox, regolabili in altezza disponibili in tre misure.
Portata peso massimo 100 kg



Nr articolo		GIMA27792
Taglia	Piccole	
Altezza regolabile da	95 - 115	cm

Nr articolo		GIMA27798
Taglia	Medie	
Altezza regolabile da	112 - 132	cm

Nr articolo		GIMA27799
Taglia	Grandi	
Altezza regolabile da	119 - 139	cm

REGOLAZIONE STAMPELLE ASCELLARI

La corretta misurazione delle stampelle ascellari prevede di regolare la lunghezza in modo che il cuscinetto ascellare sia a circa 2,5-5 cm sotto l'ascella. L'impugnatura deve essere all'altezza del gran trocantere femorale (la sporgenza ossea dell'anca) in modo che il gomito sia leggermente flesso (circa 15-30°).

Passaggi per la misurazione e la regolazione:

1. Regolazione dell'altezza della stampella:

- Chiedi alla persona di rimanere in posizione eretta.
- Allinea il cuscinetto ascellare della stampella a circa **2,5-5 cm sotto l'ascella**.
- Regola la lunghezza della stampella sfilando e bloccando la canna nei fori predisposti.
- Assicurati che il perno o la vite di regolazione sia saldamente fissato.

2. Regolazione dell'impugnatura:

- Posiziona l'impugnatura della stampella all'altezza del **gran trocantere femorale**, la sporgenza ossea dell'anca.
- La persona dovrebbe avere il gomito leggermente flesso, con un'angolazione di circa 15-30°.

3. Regolazione della seconda stampella:

- Una volta che la prima stampella è stata regolata correttamente, regola la seconda stampella in modo che la sua lunghezza e l'altezza dell'impugnatura corrispondano alle impostazioni della prima.

4. Verifica finale:

- Fai una prova per assicurarti che le regolazioni siano corrette e che la persona si senta a suo agio e stabile.

Altezza Ideale del paziente per codice

Codice Prodotto	Altezza Regolabile Stampella	Altezza Ideale del Paziente	Classificazione Taglia
27792	95 - 115 cm	Circa 137 - 157 cm	Piccola / Bambino (Junior)
27798	112 - 132 cm	Circa 157 - 178 cm	Media (Medium)
27799	119 - 139 cm	Circa 178 - 198 cm	Grande (Large)


Regolazione altezza:

premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desiderato.

Regolazione distanza tra l'appoggio ascellare e l'impugnatura:

svitare il dado a farfalla e sfilare la vite

dall'impugnatura, inserire la vite nel foro desiderato e fissare riavvitando il dado a farfalla.





BASTONE A "T" ADVANCE

- Colore: grigio
- Materiale: alluminio
- Altezza regolabile: 74.5 – 97.5 cm
- Impugnatura in gel
- Portata massima: 100 kg

BASTONE PIEGHEVOLE

GIMA27782



Bastone da passeggio

- Materiale: alluminio
- Colore: caffè
- Altezza regolabile 80-90 cm – peso 0,37 kg
- Carico massimo 100 kg

BASTONE MANICO ANATOMICO DESTRO / SINISTRO

Questo dispositivo aiuta a mantenere l'equilibrio, aiuta nella prevenzione delle lesioni (in particolare le cadute), e permette alla persona di assistere alle proprie commissioni in modo indipendente

- Tubi in alluminio anodizzato
- Impugnatura in polipropilene
- Altezza regolabile 12 possibilità di regolazione, ogni 2 cm

Manico destro: HERD 243603

Manico sinistro: HERD 243604