

AUSILI PER CAMERA DA LETTO



La camera da letto è uno spazio dedicato al riposo, al comfort e alla tranquillità. Quando le esigenze cambiano, anche piccoli accorgimenti possono fare una grande differenza nella vita di ogni giorno.

In questo catalogo abbiamo raccolto una selezione di ausili pensati per rendere più semplici e sicuri i gesti quotidiani: dai comodini con rotelle ai tavolini servitori, dalle maniglie per l'entrata e l'uscita dal letto alle aste sollevamalati e porta infusioni.

Soluzioni funzionali e affidabili, progettate per offrire maggiore autonomia, sicurezza e comodità, rispettando al tempo stesso l'armonia e la discrezione dell'ambiente domestico.

Perché sentirsi a proprio agio nella propria camera significa anche poter contare su strumenti che accompagnano con semplicità ogni momento della giornata.

Con esperienza e attenzione, siamo al tuo fianco per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze, con cura, professionalità e sempre un occhio al benessere della persona.

TAPPETTINO CON SENSORE D'ALLARME
LADU077552


- Dispositivo di allarme affidabile
- Può essere utilizzato mobile
- Superficie ben adesiva e antiscivolo
- Materiale facile da pulire e igienico
- Maniglie per il trasporto per una facile movimentazione
- Pratico alloggiamento per versione via cavo o radio
- Costruzione robusta e durevole
- Semirotondo 110 x 70 cm
- Colore: giallo
- Materiale: poliuretano

RICEVITORE PER TAPPETTINO CON SENSORE D'ALLARME
LADU105288
ACCESSORIO NON INCLUSO

RICEVITORE ALLARME per presa corrente per TAPPETTINO
SENSORE ALLARME



Il comodino VIVO 3 ha un design compatto e funzionale con piani arrotondati, cassetti a scorrimento agevole e possibilità di accessori (vassoio estraibile, tavolino servitore e frigorifero).

Ideale per strutture per anziani grazie a maniglie ergonomiche, materiali facili da pulire bordi smussati e spigoli ridotti per minimizzare il rischio di impatto.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni:
Larghezza: 45 – 50 cm
Profondità 40 – 50 cm
Altezza: 60 – 70 cm
- Finitura:
Laminato melaminico o verniciatura resistente.
Finiture antigraffio e idrorepellenti
- Colore:
Faggio naturale
Bianco (su ordinazione)
Rovere (su ordinazione)
- Struttura:
Pannelli in pannello truciolare o MDF con rivestimento resistente (ABS o laminato)
- Ruote con freno per versioni mobili
- Portata peso del piano:
fino a 30 kg distribuiti
- Peso da vuoto:
18 – 25 kg



COMODINO VT3



Robusti pannelli in laminato, bordi in ABS di alta qualità su tutti i componenti del comodino e piano arrotondato.

Composto da:

- Tavolino servitore incorporato
- Un cassetto
- Una nicchia
- Un cassettone

DATI TECNICI

Altezza	78	cm
Profondità	47	cm
Lunghezza	66	cm

COMODINO VT2



- Un cassetto
- Una nicchia
- Un cassettone

DATI TECNICI

Altezza	77.9	cm
Larghezza	50.6	cm
Lunghezza	47	cm



- Struttura in pannelli legno / laminati di qualità
- Maniglie ergonomiche in alluminio integrato
- Profili e piani arrotondati per sicurezza e comfort visivo
- Fornito di 2 cassetti con sistema soft-close
- Dotato di 4 ruote per spostamento agevole

DATI TECNICI

Altezza	64	cm
Larghezza	53	cm
Profondità	47	cm



Comodino dal design classico ed elegante, progettato per offrire funzionalità, robustezza e praticità negli ambienti sanitari.

I materiali di alta qualità garantiscono resistenza all'uso intensivo e facilità di sanificazione.

DATI TECNICI

Altezza	86.5	cm
Larghezza	50	cm
Lunghezza	51.5	cm



La sponda laterale consente di passare dalla posizione sdraiata a quella seduta sul bordo del letto, rispettando il naturale schema motorio.

Adatto a tutti i tipi di letti da 90 cm

Misure:

Altezza: 42 cm

Larghezza: 42 cm

Lunghezza: 68 cm

Portata peso max: 150 kg



Utile per muoversi nel letto, la potenza a terra si posiziona senza difficoltà e dona un aiuto prezioso per girarsi.

Per l'installazione dell'asta solleva malati bisogna assicurarsi che tra il pavimento e il letto ci siano almeno 10 cm di spazio e che non ci siano ostacoli che impediscano alla base di passare.

Non è indicata per quei letti che hanno la testata fino a terra.

Carico massimo 110 kg

TARIFFE PER NOLEGGIO:

NOLEGGIO MINIMO UN MESE: **CHF 45.00/mese**

SPESE DI CONSEGNA, RITIRO E PULIZIA: **CHF 50.00 fatturati unicamente la prima**



Tavolino per pasti
Regolabile in altezza da 64 a 94 cm
Dimensioni del piano d'appoggio 77 x 43 cm
Altezza delle gambe da terra 13 cm
Reclinabile fino a 90° da ambo le parti
Tre ruote di cui 2 con freni

TARIFFE PER NOLEGGIO:

NOLEGGIO MINIMO UN MESE: **CHF 45.00/mese**

SPESE DI CONSEGNA, RITIRO E PULIZIA: **CHF 50.00 fatturati unicamente la prima volta**



Asta porta flebo dotata di 5 ruote
 4 ganci in acciaio
 asta acciaio inox AISI 304
 Altezza regolabile da 160 a 220 cm
 base acciaio inox
 Peso: 2.9 kg

TARiffe PER NOLEGGIO:

NOLEGGIO MINIMO UN MESE: **CHF 35.00/mese**

SPESE DI CONSEGNA, RITIRO E PULIZIA: **CHF 50.00 fatturati unicamente la prima volta**