

AUSILI DI TRASFERIMENTO



Muoversi, spostarsi e affrontare i piccoli gesti quotidiani in sicurezza significa, prima di tutto, preservare la propria autonomia e la propria libertà.

In questo catalogo abbiamo raccolto una selezione di ausili per il trasferimento e la mobilità, pensati per accompagnare la persona con sicurezza e semplicità: dai sollevatori elettrici ai verticalizzatori, dalle rampe ai montascale per ambienti interni ed esterni.

Soluzioni affidabili e funzionali, progettate per facilitare gli spostamenti, ridurre la fatica e rendere più agevoli anche le situazioni che possono sembrare più complesse.

Per noi, la tecnologia e l'innovazione hanno valore quando riescono a semplificare la vita e restituire sicurezza nei gesti di ogni giorno.

Con esperienza e attenzione, siamo al tuo fianco per individuare l'ausilio più adatto alle tue esigenze, offrendo soluzioni pensate per accompagnare ogni persona verso una maggiore autonomia, serenità e libertà di movimento.

I sollevatori mobili GL5.2 rappresentano l'alternativa a pavimento ai sistemi di sollevamento e di mobilizzazione a soffitto.

Il modello GL5.2 è disponibile in due versioni con capacità di sollevamento di 155 e 205 kg. Entrambe le versioni dispongono della regolazione elettrica della larghezza e della funzionalità di sollevamento elettrico. Il sistema GL5.2 ha un'altezza di sollevamento massima di 1.759 mm, che consente di sollevare una persona direttamente dal pavimento.

I modelli GL5.2 presentano una vasta gamma di funzioni e possono essere utilizzati in tutte le situazioni di sollevamento e mobilizzazione nei contesti di assistenza sanitaria professionale.

Il design è ottimale per consentire agli assistenti sanitari di disporre sempre dello spazio necessario per lavorare e per assicurare comfort e sicurezza all'utente.

Di facile utilizzo, i sollevatori a pavimento semplificano il sollevamento degli utenti da terra nel caso in cui, ad esempio, siano caduti. Possono essere azionati tramite un telecomando o un pannello di controllo; le ruote a morbido scorrimento e le maniglie ergonomiche li rendono facilmente manovrabili.

I sollevatori mobili GL5.2 possono essere caricati tramite la batteria, direttamente posizionata sul sollevatore oppure una volta estratta.



DATI TECNICI:

Funzioni

Capacità max. sollevam.	: 155/205 kg
Velocità di sollev. con 85 kg di carico	: 36 mm/sec
Numero di sollevamenti per carica	: 50 sollevamenti con 85 kg
Intervallo di sollev.	: 1302 mm

Operazioni

Sollevamento	: Elettrico
Regolazione base	: Elettrico

Pesi


Totale	: 44 kg
Telaio	: 22 kg
Albero+braccio sollevam.	: 22 kg
Telecomando	: 0,25 kg

Dimensioni

A.	: 69 mm
B.	: 143 mm
C.	: 2013 mm
D.	: 1365 mm
E.	: 393 mm
F.	: 630 mm
G.	: 1325 mm
H. min/max	: 664/1967 mm
I. min/max	: 456/1759 mm
J. min/max	: 530/1300 mm
K. min/max	: 695/1410 mm

Raggio di curvatura

Raggio di curvatura	: 1460 mm
---------------------	-----------



Caratteristiche di sicurezza

Stop di emergenza	: Sì
Discesa di emergenza	: Sì, elettronica. Meccanica a richiesta
Interruzione autom.	: Sì

Componenti elettrici

Acceso/Spento	: Automaticamente
Alimentatore integrato per il caricamento	
Ingresso	: 120-240Vca, 50-60 Hz, 30 VA
Batteria, sostituibile	: 25,2 V / 2,9 Ah
Tempo di carica	: Max. 4 ore
Consumo/potenza dell'attuatore	: 24V, max 8A
Ciclo di lavoro	: Max. 10%, max. 2 min. inserito, 18 min disinserito.
Protezione batterie	: Spegimento autom. in caso di tensione critica. Indicatore luminoso in caso di bassa tensione.

Classe di isolamento

Sollevatore mobile	: IP 30
Telecomando	: IPX 4
Alimentatore integrato	: IPX 6
Batteria	: IPX 6
Attuatore	: IPX 4

Accessori/Varie

- Barra di presa
- Trasformatore esterno

Marcatura


I prodotti sono fabbricati in conformità con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, come il dispositivo medico di classe I.



Codice articolo/Modello

562308	: 205 kg, ruote da 100 mm
562309	: 155 kg, ruote da 100 mm
562312	: 205 kg, ruote da 100 mm, abbassamento manuale
562313	: 155 kg, ruote da 100 mm, abbassamento manuale

Classificazione

secondo class.ISO 9999 : 12 36 03





1. Barra di presa
2. Braccio di sollevamento
3. Centralina di controllo
4. Batteria
5. Maniglione di spinta
6. Stop d'emergenza
7. Discesa di emergenza manuale (opzionale)
8. Telecomando
9. Attuatore
10. Freno / Sblocco
11. Base del Telaio
12. Indicatore batteria
13. Indicatore Service
14. indicatore sovraccarico
15. Salita / Discesa
16. Regolazione della base
17. Funzioni di emergenza: salita / discesa, batteria, service o indicatore sovraccarico



Sollevatore per pazienti " FOLDY"
Scomponibile in due parti, con archetto per attacco imbracatura

DATI TECNICI:

Altezza massima	96	cm
Altezza minima	62	cm
Altezza massima braccio alzato	190	cm
Lunghezza di ingombro	137	cm
Lunghezza totale	115	cm
Larghezza da ruota a ruota	66	cm
Portata peso max	200	kg

TARIFFE PER NOLEGGIO:

NOLEGGIO MINIMO UN MESE: **CHF 100.00/mese**

IMBRACATURA SOLO ACQUISTO: **a partire da CHF 210.00**

SPESE DI CONSEGNA, RITIRO E PULIZIA: **CHF 50.00 fatturati unicamente la primo mese**

IMBRACATURA BASIC HIGH



L'imbragatura Basic High Guldmann è un dispositivo di sollevamento per tutto il corpo, adatto a una vasta gamma di utenti e attività di sollevamento. Offre un sostegno totale al corpo, testa inclusa.

L'imbragatura è ideale per il sollevamento, la mobilitazione e il posizionamento di utenti che hanno ridotto controllo della testa e della parte superiore e inferiore del corpo. Può essere usata da una posizione seduta o distesa, ad esempio da pavimento, letto o sedia a rotelle. L'imbragatura Basic High è progettata come dispositivo generico per la maggior parte delle necessità di sollevamento.

È disponibile in diverse taglie e in due diversi tessuti: di poliestere o in rete di poliestere, che ne consente l'uso anche come imbragatura da bagno. Entrambi i materiali sono resistenti all'usura e di facile utilizzo; consentono all'aria di circolare intorno al corpo e assicurano all'utente comfort e sostegno eccellenti.

La capacità di sollevamento standard è di massimo 255 kg.

Può essere usata con tutti i sollevatori a soffitto e mobili Guldmann.

Per ulteriori informazioni su come scegliere l'imbragatura e la taglia corretta, consultare la guida Guldmann all'imbragatura e alle taglie Guldmann.


L'utilizzo dell'imbragatura più idonea è fondamentale per trasferimenti efficaci e per garantire il comfort, la dignità e la sicurezza dell'utente e dell'assistente sanitario.

Portata peso massima 225 kg

DATI TECNICI

Nr articolo	Taglia	Materiale
GL 272041	S	Polyester
GL 272051	M	Polyester
GL 272061	L	Polyester





- Tessuto a rete multi-filo 100% poliestere
- Cinturino 40 x 1,4 mm 100% polipropilene
- Supporto coscia rinforzato con schiuma di spessore 10 mm
- 4 punti di sospensione (supporto coscia)
- 3 punti di attacco (supporto per la schiena)
- Maniglia direzionale sul retro
- Lavabile in lavatrice a 40 ° C
- Carico massimo 200 kg

Dimensioni in mm (tolleranza dimensionale 20mm)


QUICK RAISER DUE, VERTICALIZZATORE CON BASE DIVARICABILE

Verticalizzatore con telaio in alluminio molto compatto, perfetto per l'utilizzo in ambienti domestici ma ideale anche nelle strutture ospedaliere grazie all'altezza delle gambe di soli 70 mm e la portata fino a 160 Kg.

Quick Raiser 2 è progettato specificatamente per i trasferimenti seduto-seduto, facile da utilizzare ed estremamente comodo per effettuare trasferimenti ed esercizi di training volti ad aiutare il paziente a riacquistare la coscienza del carico sugli arti inferiori, imitando al meglio il movimento naturale del corpo che si sposta verso l'alto e in avanti grazie alla particolare angolazione della colonna.

- Braccio svincolato dal sistema di alzata per evitare ogni possibilità di schiacciare la persona in fase di discesa del braccio stesso
- Elettronica dotata di blocco automatico in caso di pesi superiori alla portata massima
- Tasto di arresto di emergenza del sistema elettrico
- Sistema manuale di discesa: qualora vi sia un guasto che blocca il sollevatore con la persona sollevata è possibile agire manualmente sul sistema di alzata per riportare la persona in appoggio.
- Portata fino a 160 Kg

QUICK RAISER Due



IMBRACATURA (DISPONIBILE A PARTE)



Grazie alla retrazione addominale del paziente la funzione auto-bloccante dell'imbracatura si attiva automaticamente durante la verticalizzazione del paziente

MISURE DISPONIBILI

S – M - L

QUICK RAISER DUE, VERTICALIZZATORE CON BASE DIVARICABILE

DATI TECNICI

Codice	813502
Materiale	Alluminio, acciaio
Motore	12 V DC
Meccanismo	Vite senza fine
Batteria	14.4 NiCd 1.9 Ah
Portata peso max	160 kg
Altezza max di sollevamento	37 kg
Altezza base	1 cm dal pavimento
Lunghezza base	1350 cm
Altezza totale del sollevatore	1250 cm
Larghezza base esterna max	61 cm
Larghezza base interna max	36 cm
Apertura base interna raggiungibile	108.4 cm

VERTICALIZZATORE – SOLLEVATORE ORTHOS ECLIPSE



L'Eclipse è un verticalizzatore, ossia uno strumento per sollevare e mettere in piedi una persona. Questo modello si distingue per le dimensioni assai ridotte, pensato soprattutto per l'uso domestico dove gli spazi in cui girare sono piuttosto limitati.

Dotato di motorizzazione Linak in grado di sollevare 150kg, ma soprattutto di ruote gemellari da 10cm con sistema antipolvere, con l'esperienza ci siamo resi conto che spesso sono le ruote di bassa qualità a rendere complicato l'uso di un sollevatore.

Ideato per persone che hanno poca forza nelle gambe, che necessitano di un aiuto per mettersi in piedi o per essere messe in carrozzina. Il verticalizzatore è particolarmente comodo per cambiare e procedere con l'igiene intima dell'assistito, grazie alla cinghia che fascia solo la parte toracica, lasciando il pantalone completamente libero da vincoli.



DATI TECNICI

Altezza minima	87	cm
Altezza massima	14.9	cm
Lunghezza base	95	cm
Larghezza con gambe chiuse	59.5	cm
Larghezza con gambe aperte	99	cm
Portata peso max	150	kg

DISCO GIREVOLE PER TRASFERIMENTO

MC TMT6550



Adatto a piccoli trasferimenti con l'aiuto di un assistente, facilita il passaggio, senza sforzo da parte del paziente e dell'operatore, da una seduta all'altra



QUICKRAMP




“QUICKRAMP-SYSTEM”

Sistemi di rampe componibili per i piccoli dislivelli in qualunque ambiente.

I sistemi Quickramp sono ideali per piccoli ostacoli come piastrelle o davanzali interni.

Colmare piccoli ostacoli non è più un problema.



DATI TECNICI

Codice	Altezza	Larghezza	Profondità
KVISTQRAMP 4	4 mm	1 metro	50 mm
KVISTQRAMP 6	6 mm	1 metro	50 mm
KVISTQRAMP 8	8 mm	1 metro	75 mm
KVISTQRAMP10	10 mm	1 metro	100 mm
KVISTQRAMP12	12 mm	1 metro	125 mm
KVISTQRAMP14	14 mm	1 metro	125 mm
KVISTQRAMP16	16 mm	1 metro	150 mm
KVISTQRAMP20	20 mm	1 metro	150 mm
KVISTQRAMP24	24 mm	1 metro	150 mm

RAMPE COMPONENTI



- I moduli sono lavabili e riutilizzabili
- Adatti per ambienti interni ed esterni (anche per doccia)
- Sono anti-sdrucchiolo
- Sono personalizzabili al 100%
- Risolvono qualunque tipo di dislivello (a partire da 0.5 cm)
- Sono ecologiche realizzate in materiale non tossico
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Montaggio e smontaggio senza utilizzo di viti tasselli o collanti

Larghezza da 25 a 75 cm
0 - 2 cm
2 - 4 cm
4 - 7.5 cm
7.5 - 10 cm
10 - 13 cm

Larghezza da 76 a 100 cm
0 - 2 cm
2 - 4 cm
4 - 7.5 cm
7.5 - 10 cm
10 - 13 cm

**Per larghezze superiori a 100 cm e altezze maggiori di 13 cm prezzo su richiesta.
Per pezzi di ricambio, prezzo su richiesta.**

RAMPE PORTATILI



Realizzate in alluminio superleggero
Bordi anti-sbandamento e superficie antiscivolo

Ripieghevoli oppure telescopiche
Dotati di pratiche maniglie per il sollevamento
Comodamente trasportabili in auto

DATI TECNICI

Nr articolo U1	
Descrizione	1 pezzo unico
Dislivello max superabile	20 cm
Max estensione	119 cm
Lunghezza di trasporto	119 cm
Larghezza interna corsia	19.5 cm
Peso articolo	3.6 kg
Portata peso max (al paio)	400 kg

Nr articolo U2	
Descrizione	2 pezzi telescopici
Dislivello max superabile	40 cm
Max estensione	203 cm
Lunghezza di trasporto	117 cm
Larghezza interna corsia	19.5 cm
Peso articolo	5.6 kg
Portata peso max (al paio)	300 kg

Nr articolo U2/3	
Descrizione	3 pezzi telescopici
Dislivello max superabile	40 cm
Max estensione	200 cm
Lunghezza di trasporto	87 cm
Larghezza interna corsia	18 cm
Peso articolo	5.9 kg
Portata peso max (al paio)	300 kg

Nr articolo U3	
Descrizione	3 pezzi telescopici
Dislivello max superabile	60 cm
Max estensione	288 cm
Lunghezza di trasporto	117 cm
Larghezza interna corsia	18 cm
Peso articolo	8.1 kg
Portata peso max (al paio)	250 kg

Nr articolo V5	
Descrizione	2 pezzi fissi
Dislivello max superabile	10 cm
Max estensione	55 cm
Lunghezza di trasporto	55 cm
Larghezza interna corsia	21 cm
Peso articolo	1.4 kg
Portata peso max (al paio)	400 kg

MONTASCALE



Montascale a poltroncina per scale curve

Montascale a poltroncina per scale rettilinee



Minilift

MONTASCALE



Montascale con pedana porta
carrozzine per interni ed esterni

