

AUSILI PER BAGNO



Il bagno è uno degli ambienti più intimi della casa, un luogo in cui comfort, sicurezza e autonomia diventano particolarmente importanti.

In questo catalogo abbiamo raccolto una selezione di ausili pensati per rendere ogni gesto quotidiano più semplice e sicuro: dai rialzi per il WC alle sedie per la doccia, dalle assi per la vasca ai maniglioni di sicurezza e ai tappetini antiscivolo.

Soluzioni pratiche e funzionali, ma anche curate nei dettagli, perché crediamo che sicurezza e benessere possano convivere con eleganza e discrezione.

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza per aiutarti a scegliere l'ausilio più adatto alle tue esigenze, con la consueta attenzione, disponibilità e sensibilità che dedichiamo a ogni persona.

Perché prendersi cura di sé significa anche sentirsi sicuri, comodi e liberi, ogni giorno.

RIALZI WC DA 6 - 10 cm

Sedile rialzato per wc con bloccaggio mediante tre staffe laterali. La realizzazione in polipropilene a bassa tossicità ne garantisce la durata e il calore al tatto. Superficie lucida resistente a macchie e odori. Si adatta alla maggior parte dei wc. È disponibile nelle altezze 6 e 10 cm.

Disponibili nelle versioni con o senza coperchio per le altezze da 6 e da 10 cm

NL 8030 1065 Rialzo wc senza coperchio da 6 cm

NL 8030 1105 Rialzo wc con coperchio da 6 cm

NL 8030 1067 Rialzo wc con coperchio da 10 cm

NL 8030 1101 Rialzo wc senza coperchio da 10 cm

RIALZI WC DA 10 - 14 cm

Sedile rialzato per wc con sistema di fissaggio laterale. Superficie lucida resistente a macchie e odori. Si adatta alla maggior parte dei wc. È disponibile nelle altezze di 10 e 14 cm.

Disponibili nelle versioni con o senza coperchio.

Portata max. 225 kg

GIMA 27741 Rialzo wc senza coperchio da 10 cm

GIMA 27740 Rialzo wc senza coperchio da 14 cm

GIMA 27735 Rialzo wc con coperchio da 10 cm

GIMA 27737 Rialzo wc con coperchio da 14 cm



Il seggiolino per WC può essere montato in pochi secondi con le vite a sgancio rapido. Non solo puoi scegliere tra tre altezze del sedile (6, 10 e 15 cm), ma anche l'inclinazione del sedile è regolabile.

- Elevazione saldamente avvitata
- Altezza e inclinazione del sedile regolabili

DATI TECNICI

Larghezza sedile	36	cm
Profondità sedile	42	cm
Altezza sedile	6 -10 – 15	cm
Larghezza totale	59	cm
Altezza totale	38	cm
Larghezza apertura	22.5	cm
Profondità apertura	28.5	cm
Lunghezza	42 – 44	cm
Portata peso max	120	kg
Peso articolo	5	kg

LA COMODA WC ALUSTYLE può essere utilizzata in diversi modi:

Come comoda grazie al secchio in dotazione, posizionata su una toilette come rialzo wc che, grazie al vaso antispruzzo fornito, garantisce sicurezza e igiene.

I braccioli forniscono un vero supporto utile durante i trasferimenti ed evitano di dover fissare ulteriori maniglie al muro.

Il morbido cuscino con apertura per l'igiene intima dona comfort e praticità.

Pronta per l'uso, si apre e si piega rapidamente.



DATI TECNICI

Larghezza seduta	46	cm
Profondità seduta	40	cm
Altezza seduta	45 / 60	cm
Altezza braccioli	61.5 / 77	cm
Larghezza totale	54	kg
Altezza totale	64.5 / 78.5	kg
Profondità totale	51 / 54	cm
Portata peso max	120	kg
Peso articolo	3.2	kg

LA COMODA WC BLUE STEEL 3 IN 1 può essere utilizzata in diversi modi:
 Come comoda grazie al secchio in dotazione, posizionata su una toilette come rialzo wc che, grazie al vaso antispruzzo fornito, garantisce sicurezza e igiene.
 I braccioli forniscono un vero supporto utile durante i trasferimenti ed evitano di dover fissare ulteriori maniglie al muro.
 Pronta per l'uso, si apre e si piega rapidamente.



DATI TECNICI

Larghezza seduta	45	cm
Profondità seduta	52	cm
Altezza seduta	42 / 57.5	cm
Altezza braccioli	61.5 / 77	cm
Larghezza totale	56	kg
Altezza totale	62.5 / 78	kg
Profondità totale	55	cm
Portata peso max	110	kg
Peso articolo	7.5	kg



Regolabile in altezza
 Seduta imbottita, impermeabile e facilmente asportabile
 Disponibile in tre colori
 Portata max 130 kg

DATI TECNICI

Colore	Blu / Terracotta / Verde	
Profondità seduta	40	cm
Larghezza seduta	44	cm
Dimensioni apertura foro	21 x 26	cm
Altezza totale	46 - 64	cm
Larghezza totale	51	cm
Altezza totale	83	cm
Portata peso max	130	kg
Peso articolo	8	kg



- 4 ruote di cui 2 posteriori con freni
- appoggia piedi estraibili
- braccioli imbottiti reclinabili
- cuscino imbottito
- vaso con coperchio

TARIFE PER NOLEGGIO:

NOLEGGIO MINIMO UN MESE: **CHF 50.00/mese**

VASO NON INCLUSO: **CHF 30.00**

SPESE DI CONSEGNA, RITIRO E PULIZIA: **CHF 50.00 fatturati unicamente la prima volta**

DATI TECNICI

Larghezza seduta	46	cm
Altezza seduta	50	cm
Altezza braccioli	26	cm
Larghezza totale	56	cm
Altezza totale	90	cm
Lunghezza totale	83	cm
Profondità seduta	42	cm
Portata peso max	120	kg
Peso articolo	14.2	kg

La sedia per doccia CLEAN offre comfort, sicurezza ed è facile da utilizzare

Colore bianco

DATI TECNICI

Larghezza totale	52	cm
Larghezza seduta	44	cm
Altezza seduta	55	cm
Altezza totale	107	cm
Profondità seduta	36	cm
Portata peso max	130	kg



ACCESSORI NON INCLUSI



art. 8020 9255
Vaso originale con coperchio



art. 8020 9257
Supporto per vaso originale (art. 8020 9255)



art. 8020 9255
Vaso originale con coperchio



art. 8020 9257
Supporto per vaso originale (art. 8020 9255)

COMODA DOCCIA LEVINA

LEVINA 400

LEVINA 320

Entrambe le sedie hanno i braccioli reclinabili, la seduta imbottita e il poggiatesta a scomparsa.

DATI TECNICI

Nr. Articolo	Dietz140011	
Modello	400	
Colore	Bianco	
Larghezza seduta	44	cm
Profondità seduta	42	cm
Altezza seduta	53	cm
Altezza braccioli	22.5	cm
Larghezza totale	63.5	cm
Lunghezza totale	97	cm
Altezza totale	93	cm
Portata peso max	120	kg
Peso articolo	17.5	kg
2 ruote di spinta con freni, 2 ruote anteriori piroettanti		

Nr. Articolo	Dietz140010	
Modello	320	
Colore	Bianco	
Larghezza seduta	44	cm
Profondità seduta	42	cm
Altezza seduta	53	cm
Altezza braccioli	22.5	cm
Larghezza totale	55	cm
Lunghezza totale	84	cm
Altezza totale	93	cm
Portata peso max	120	kg
Peso articolo	12.1	kg
4 ruote di cui 2 posteriori con freni		

ASSE PER LA VASCA


Pratico e maneggevole si adatta su tutte le vasche standard, i piedini e i punti d'appoggio antiscivolo impediscono all'asse di muoversi.
Disponibile in due misure.

Nr. Articolo	Dietz140000	
Larghezza totale	69	cm
Portata peso max	150	kg
Peso articolo	2.2	kg


Nr. Articolo	Dietz140001	
Larghezza totale	74	cm
Portata peso max	150	kg
Peso articolo	2.2	kg



Il sedile girevole per facilitare l'entrata e l'uscita nella vasca da bagno.
 Apertura per l'igiene personale.
 Regolabile in larghezza.
 Gommini d'appoggio antiscivolo, struttura in alluminio resistente alla ruggine.

DATI TECNICI

Colore	Bianco	
Larghezza seduta	40	cm
Profondità seduta	40	cm
Larghezza totale	70 - 84	cm
Profondità totale	57	cm
Altezza totale	54.5	cm
Portata peso max	120	kg
Peso articolo	6.3	kg



Seggiolino per la vasca regolabile in larghezza
 Apertura per l'igiene personale
 Gommini d'appoggio antiscivolo, struttura in alluminio resistente alla ruggine
 Portata max 120 kg

DATI TECNICI

Colore	Bianco	
Larghezza seduta	41	cm
Profondità seduta	40	cm
Larghezza totale	71.6 – 87.6	cm
Altezza totale	25.5	cm
Portata peso max	120	kg
Peso articolo	2.7	kg

Fare il bagno con il sollevatore da vasca **Aquatec Orca** è molto semplice e confortevole. Dotato di una stabile e robusta crociera e di una base saldamente ancorata alla superficie della vasca grazie alle 4 ventose, può essere facilmente richiuso e stivato. Di serie il sollevatore è dotato di una batteria integrata alla pulsantiera agli ioni di litio, materiale che garantisce una maggiore autonomia di carica.






Sollevatore per vasca da bagno con schienale prolungato e reclinabile fino a 40°. Base, sedile e schienale in polipropilene e crociera in poliammide caricata con fibra di vetro. Superficie del sedile e dello schienale lavorata antiscivolo. Rivestito con una fodera morbida bianca, antiscivolo, facile da togliere e lavabile in lavatrice a 60°. Funzionamento a batterie con fluidi movimenti di salita/discesa ed inclinazione schienale. Motori protetti contro gli spruzzi e pulsantiera galleggiante dotata di spia per il controllo di carica delle batterie, blocco iniziale in caso di energia insufficiente e pulsante di emergenza. Assemblaggio e smontaggio rapido senza attrezzi, si fissa sulla base della vasca tramite 4 ventose (le 2 posteriori con linguette per uno stacco rapido). Altezza piano seduta di soli 58 mm.

TARIFFE PER NOLEGGIO:NOLEGGIO MINIMO UN MESE: **CHF 100.00/mese**RIVESTIMENTO D'ACQUISTO **CHF 150.00**SPESE DI CONSEGNA, RITIRO E PULIZIA: **CHF 50.00 fatturati unicamente la prima volta**

DATI TECNICI

Larghezza seduta senza alette	375 mm
Larghezza seduta con alette	715 mm (A)
Profondità seduta	490 mm (B)
Altezza max. seduta	420 mm (C)
Profondità seduta minima	60 mm
Larghezza dello schienale	360 mm (D)
Altezza dello schienale	665 mm (E)
Profondità totale (schienale dritto)	650 mm (F)
Profondità totale (schienale reclinato)	920 mm
Altezza totale con lo schienale	1075 mm (G)
Larghezza della base	580 x 285 mm
Spessore fodera	3 mm
Peso totale senza pulsantiera	12.1 Kg
Peso della seduta	7.5 Kg
Peso dello schienale	4.6 Kg
Peso della pulsantiera	0.4 Kg
Portata massima	140 Kg
Lo schienale può essere reclinato fino a	40°
Colore	Bianco





Questo ausilio per il bagno è dotato di una seduta extra-large. Il rivestimento è realizzato in materiale morbido e delicato sulla pelle, molto facile da pulire e da pulire con un semplice panno. L'attrito con la pelle è ridotto grazie alla base girevole a scorrimento fluido.

Con una leggera spinta, l'utente scivola nella posizione desiderata. Il blocco di sicurezza assicura che il piatto girevole si muova solo quando il peso dell'utente lo sblocca. Il piatto girevole può ruotare di 360 gradi.

Grazie alle molteplici ventose antiscivolo, i tappetini per bagno e offrono una reale sicurezza per prevenire le cadute.

Tappeto per vasca
100 x 40 cm





larghezza totale 52cm, sedia 45cm
carico massimo 130kg

bianco o grigio a seconda della disponibilità



Regolabile in 7 posizioni
 Puntali in gomma antiscivolo
 Realizzato in materiale resistente alla corrosione

DATI TECNICI

Colore	Bianco	
Diametro seduta	32	cm
Diametro totale	35	cm
Altezza	47 - 64	cm
Portata peso max	120	kg
Peso articolo	2.7	kg

SEDIE PER LA DOCCIA


Dietz 240: con maniglie e ventose per garantire maggiore stabilità



Dietz 241: con schienale e maniglia, maggiore stabilità grazie alle ventose

DATI TECNICI

Nr articolo	Dietz 240	
Colore	Bianco	
Larghezza seduta	50	cm
Profondità seduta	29	cm
Larghezza totale	50	cm
Altezza max	42 - 52	cm
Altezza interna	39 - 49	cm
Altezza esterna	42 - 52	cm
Apertura igiene	No	
Schienale	No	
Portata peso max	100	kg
Peso articolo	2	kg

Nr articolo	Dietz 241	
Colore	Bianco	
Larghezza seduta	50	cm
Profondità seduta	29	cm
Larghezza totale	50	cm
Altezza max	72 - 82	cm
Altezza interna	39 - 49	cm
Altezza esterna	42 - 52	cm
Apertura igiene	No	
Schienale	Sì	
Portata peso max	100	kg
Peso articolo	2.8	kg

SEDIA TAYO PER DOCCIA – Componibile

La sedia TAYO per doccia è composta da una seduta e quattro gambe. La seduta è dotata di incavo per l'igiene intima che facilita il lavaggio nella zona dell'addome. Le gambe hanno dei grandi piedini di gomma che aumentano la sicurezza antiscivolo. È disponibile un copri seduta lavabile.



DIETZ 430104 = COLORE BIANCO
DIETZ 430114 = COLORE GRIGIO

DATI TECNICI


Larghezza seduta	42	cm
Larghezza seduta senza braccioli	50	cm
Altezza schienale	37	cm
Profondità seduta	42	cm
Larghezza totale con braccioli	52	cm
Larghezza totale senza braccioli	54.5	cm
Altezza totale regolabile	44 - 59	kg
Portata peso max	130	kg

La sedia SWIFT, pratica, sicura e componibile alle vostre esigenze. Con apertura per l'igiene delle parti intime, piedini antiscivolo, regolabile in altezza.



DATI TECNICI

Colore	Grigio	
Larghezza seduta	54	cm
Profondità seduta	41	cm
Profondità seduta senza schienale	50	cm
Larghezza totale con braccioli	56	cm
Altezza seduta regolabile	44 - 59	cm
Altezza totale regolabile	80 - 95	kg
Portata peso max	130	kg
Peso articolo	4.7	kg



Ingombro ridotto- fissato alla parete e ribaltabile verso l'alto
 Grande apertura per l'igiene personale
 Possibilità di regolare l'altezza del sedile prima di fissarlo alla parete
 Telaio in alluminio resistente alla ruggine

DATI TECNICI

Colore	Bianco	
Larghezza seduta	40	cm
Profondità seduta	40	cm
Altezza seduta	47 - 57	cm
Larghezza totale	47	cm
Lunghezza totale	49	cm
Portata peso max	120	kg
Peso articolo	2.9	kg




Il tappetino antiscivolo riduce notevolmente il rischio di caduta.

Le ventose sul lato inferiore si attaccano alla base del piatto doccia, garantendo stabilità ed equilibrio. Il tappetino è realizzato in schiuma morbida di alta qualità, priva di PVC.

55 x 55 cm


MANIGLIONE DI SICUREZZA LINEARE



Maniglione di sicurezza realizzato con anima rettilinea in acciaio portante, trattato anticorrosione e rivestito in poliammide, di prima scelta colorata in pasta, supporti a parete dritti, fissaggio a parete a mezzo di flangia coperta da copri flangia.

DATI TECNICI


Nr. Articolo	Materiale	Lunghezza	Diametro
ST N32.010	Acciaio portante	30 cm	3.2 cm
ST N32.011	Acciaio portante	40 cm	3.2 cm
ST N32.012	Acciaio portante	50 cm	3.2 cm
ST N32.013	Acciaio portante	60 cm	3.2 cm
ST N32.014	Acciaio portante	70 cm	3.2 cm
ST N32.015	Acciaio portante	80 cm	3.2 cm


MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE


Maniglione di sostegno ribaltabile realizzato con anima rettilinea in acciaio portante trattato anticorrosione e rivestito in poliammide di prima scelta colorata in pasta.
Ribaltabile verso l'alto e il basso a mezzo di frizione in teflon, rinforzo centrale, fissaggio a parete a mezzo di piastra in inox rivestita da copripiastra in poliammide.

DATI TECNICI

Nr. Articolo	Materiale	Lunghezza		Diametro	
ST N32.110	Acciaio portante	60	cm	3.2	cm
ST N32.111	Acciaio portante	70	cm	3.2	cm
ST N32.112	Acciaio portante	80	cm	3.2	cm

ACCESSORI
PIASTRA DI RINFORZO PER PARETE IN CARTONGESSO
MA.PTR


MANIGLIONE AD ANGOLO


Maniglione di sostegno ad angolo realizzato con anima rettilinea in acciaio portante, trattato anticorrosione e rivestito in poliammide, di prima scelta colorata in pasta, supporti a parete dritti, fissaggio a parete a mezzo di flangia coperta da copri flangia.

Materiale: acciaio portante
Diametro: 3.2 cm

DATI TECNICI

Nr. Articolo	Lunghezza	Altezza
ST N32.050	66 cm	66 cm
ST N32.051	76 cm	76 cm
ST N32.052	86 cm	86 cm
ST N32.053	96 cm	96 cm
ST N32.054	L su misura al metro lineare	