

CATALOGO PER BARIATRICI



Ogni persona ha esigenze diverse e merita soluzioni pensate per offrire comfort e sicurezza, in ogni momento della quotidianità.

In questa sezione abbiamo raccolto una selezione di ausili progettati per offrire maggiore stabilità, resistenza e comfort, rispondendo a specifiche necessità di utilizzo e garantendo un supporto adeguato nelle diverse attività quotidiane.

Dalle soluzioni per la mobilità e il trasferimento agli ausili dedicati al bagno e alla vita quotidiana, ogni prodotto è scelto con attenzione per coniugare funzionalità, affidabilità e benessere della persona.

Crediamo che trovare l'ausilio giusto significhi, prima di tutto, sentirsi accolti nelle proprie esigenze e poter contare su una soluzione sicura e adeguata.

Con professionalità, discrezione e sensibilità, siamo al tuo fianco per individuare la soluzione più adatta, perché prendersi cura significa anche garantire a ciascuno il comfort e la sicurezza che merita.

ROLLATOR BARIATRICO



REHAHRSGL600UP



REHAHRSGM550UP

- Borsa della spesa grande per trasportare fino a 5 kg
- Altezza della maniglia regolabile e facile da usare
- Chiusura di sicurezza rossa brevettata "Click & Safe"
- Maniglia di trasporto unica: impugnature ergonomiche sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il deambulatore
- Riflettori di sicurezza a tutto tondo disponibili per borsa della spesa, telaio e maniglie
- Ampia scelta di accessori come cinghie per lo schienale, borse, vassoio, freno azionabile con una sola mano, freno di rallentamento e ombrello per deambulatore

Modello Large	REHAHRSGL600UP	
Altezza seduta	62	cm
Larghezza seduta	55	cm
Larghezza totale	69	cm
Lunghezza	66	cm
Misure chiuso	66 x 23 x 86	cm
Portata max	200	kg
Peso articolo	8.1	kg

Modello Medium	REHAHRSGM550UP	
Altezza seduta	55	cm
Larghezza seduta	55	cm
Larghezza totale	69	cm
Lunghezza	66	cm
Misure da chiuso	66 x 23 x 84	cm
Portata peso max	200	kg
Peso articolo	7.8	kg

SEDIA A ROTELLE TAURON RSI BARIATRICA



La sedia a rotelle "tauron rsi" è stato appositamente progettato per soddisfare le esigenze ergonomiche dei pazienti affetti da obesità.

Il telaio e le parti laterali assicurano una posizione di seduta ottimizzata dal punto di vista ergonomico e aumentano il comfort di seduta, soprattutto per i pazienti obesi.

La larghezza del sedile posteriore può essere facilmente regolata ruotando il supporto laterale verso l'esterno o verso l'interno. In questo modo, la sedia a rotelle "tauron rsi" fornisce un supporto anche durante il decorso della malattia, in quanto può essere facilmente adattato in modo ottimale ai cambiamenti delle condizioni fisiche.

- Telaio, struttura del sedile e parti laterali in alluminio
- Disco del freno di stazionamento 180 mm
- Schienale regolabile (velcro) imbottito
- Cuscino dello schienale comfort
- Altezza del sedile regolabile
- Larghezza del sedile posteriore regolabile posizionando i braccioli: max. + 2 cm / max. - 7 cm
- Barra di spinta regolabile a passi di 45°
- Passo regolabile
- Telaio di abduzione e parti laterali di abduzione
- Bracciolo in PU regolabile di 3 cm
- Supporti antiribaltamento inclusi
- Cuscini laterali inclusi
- Cuscino di seduta Kubivent



SEDIA A ROTELLE TAURON RSI BARIATRICA

DATI TECNICI

Colori Telaio Alluminio anodizzato	Grigio Luna
Larghezza del sedile anteriore selezionabile	600 / 650 / 700 / 750 mm
Larghezza sedile posteriore impostabile	0 bis – 100 mm
Profondità del sedile selezionabile	430 / 360 mm (telaio lato corto) 480 / 390 mm (telaio lungo)
Altezza del sedile regolabile	390 / 430 / 470 mm (senza cuscino di seduta)
Posizione delle maniglie di spinta regolabile	360° con incrementi di 45
Larghezza totale	Larghezza del sedile anteriore + 190 mm
Altezza complessiva	1030 mm
Lunghezza totale con poggiamambe	1040 mm con poggiamambe standard (telaio laterale corto) 1090 mm con poggiamambe standard (telaio lungo)
Lunghezza totale senza poggiamambe	790 mm (telaio lato corto) 840 mm (telaio laterale lungo)
Dimensioni ripiegate	330 mm
Larghezza di rotazione min.	1270 mm (telaio lato corto) 1430 mm (telaio laterale lungo)
Raggio di sterzata minimo	890 mm
Altezza dei braccioli	300 mm (senza cuscino di seduta)
Larghezza dei braccioli	50 mm
Lunghezza braccioli	250 mm
Lunghezza inferiore delle gambe regolabile	390 - 460 mm
Ruote motrici (diametro in pollici)	24" (Cerchio, impugnatura e mozzo ruota: alluminio anodizzato nero)
Ruote (Diametro mm / pollici)	150 / 200 // 6 / 8 mm
Capacità massima	250 kg
Peso complessivo	28 kg

COMODA DOCCIA XXL


Struttura leggera in alluminio.

Quattro ruote (due con freno)

I poggiamambe possono girare

Le pedane possono essere inclinate e ripiegate verso l'alto

Schienale regolabile in altezza

Schienale imbottito

Pieghevole

Vaso opzionale

Colore: grigio e verde

DATI TECNICI:

Larghezza totale	73 – 99.3	cm
Lunghezza totale	93 – 100	cm
Altezza totale	96 – 106	cm
Larghezza seduta	71 -78 -85	cm
Profondità seduta	45 – 51	cm
Altezza schienale	41 – 43.5 – 46	cm
Peso articolo	16.5	kg
Portata peso max	250	kg



- Mobilità: extra mobile con freno centrale, ruote Tente Integral a scorrimento regolare, diametro 100 mm, campo di regolazione in altezza 23 – 80 cm
- Sponde di sicurezza, con 4 spondine di sicurezza SafeFree, collegamento fisso a vite degli elementi laterali SafeFree, pannelli laterali divisi
- Design e arredamento: design G10, superfici in faggio naturale R24006, decoro dei bordi in faggio naturale R24006 Altmühl, parti metalliche verniciate a polvere RAL9006
- Superficie di degenza: piano di degenza Aero, base a materasso a 4 sezioni, larghezza 120 cm, adatta a materassi larghi 120 cm, lunghezza della rete del materasso 200 cm
- Altri optional: prolunga flessibile del letto con vite ad alette 230 V, spina svizzera
- Strategia a 4 arresti:
23 cm - sonno / prevenzione delle cadute
31 cm - sicurezza / mobilitazione
41 cm - mobilitazione
80 cm - cure
- Telaio BiNetic a doppia retrazione
- retrazione dello schienale secondo la raccomandazione DBfK di 11 cm, più retrazione del poggiatesta di 6 cm per una riduzione della compressione pelvica e un maggiore comfort in posizione sdraiata
- sezione dello schienale lunga 88 cm per sostenere la colonna vertebrale cervicale
- poggiatesta inferiore regolabile meccanicamente
- 2 supporti all'estremità della testa per l'asta di sollevamento, supporto per infusione luce di lettura da comodino
- Sistema di azionamento
 - sistema di azionamento a risparmio energetico
 - collegamento luce integrato

- Design del pulsante
 - attivazione tramite movimento con illuminazione di sfondo
 - guida intuitiva per l'utente grazie alla guida luminosa
 - regolazione del letto motorizzata completamente elettrica con 3 livelli di sicurezza (modalità assistenza, degenza e modalità di blocco)
 - 2 posizioni automatiche per seduta comfort e prevenzione del decubito
 - 5 impostazioni aggiuntive, ad esempio controllo della luce notturna, posizione separata per il riposo delle gambe e la mobilizzazione
- Sicurezza
 - carico di lavoro sicuro 300 kg
 - peso dell'occupante fino a 265 kg
 - sicurezza elettrica in conformità con la norma EN60601-1
 - protezione dall'umidità IP x4

MATERASSO HEAVYMATT 270 PER LETTO SENTIDA SC XXL

Dimensioni del materasso: 200 x 120 x 18 cm

Superficie di seduta in schiuma viscoelastica di 5 cm di poliuretano espando da 5 cm

Rinforzo perimetrale largo 10 cm su entrambi i lati lunghi per la prevenzione delle cadute e la mobilitazione

Elevate protezione ignifuga in conformità alle norme DIN EN 597-1 e 597-2

Conformità allo standard Classe 1

Fodera Aqua plus antracite

Rivestimento in PI, colore Aqua Plus antracite

Bi-elastico, peso superficiale di 230 g/m²

Con cerniera a L nascosta

Antimicrobico grazie agli ioni d'argento, a prova di batteri e virus

Impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore acqueo

I sollevatori mobili GL5.2 rappresentano l'alternativa a pavimento ai sistemi di sollevamento e di mobilizzazione a soffitto.

Il modello GL5.2 è disponibile in due versioni con capacità di sollevamento di 155 e 205 kg. Entrambe le versioni dispongono della regolazione elettrica della larghezza e della funzionalità di sollevamento elettrico. Il sistema GL5.2 ha un'altezza di sollevamento massima di 1.759 mm, che consente di sollevare una persona direttamente dal pavimento.

I modelli GL5.2 presentano una vasta gamma di funzioni e possono essere utilizzati in tutte le situazioni di sollevamento e mobilizzazione nei contesti di assistenza sanitaria professionale.

Il design è ottimale per consentire agli assistenti sanitari di disporre sempre dello spazio necessario per lavorare e per assicurare comfort e sicurezza all'utente.

Di facile utilizzo, i sollevatori a pavimento semplificano il sollevamento degli utenti da terra nel caso in cui, ad esempio, siano caduti. Possono essere azionati tramite un telecomando o un pannello di controllo; le ruote a morbido scorrimento e le maniglie ergonomiche li rendono facilmente manovrabili.

I sollevatori mobili GL5.2 possono essere caricati tramite la batteria, direttamente posizionata sul sollevatore oppure una volta estratta.



DATI TECNICI:

Funzioni

Capacità max. sollevam.	: 155/205 kg
Velocità di sollev. con 85 kg di carico	: 36 mm/sec
Numero di sollevamenti per carica	: 50 sollevamenti con 85 kg
Intervallo di sollev.	: 1302 mm

Operazioni

Sollevamento	: Elettrico
Regolazione base	: Elettrico

Pesi

Totale	: 44 kg
Telaio	: 22 kg
Albero+braccio sollevam.	: 22 kg
Telecomando	: 0,25 kg

Dimensioni

A.	: 69 mm
B.	: 143 mm
C.	: 2013 mm
D.	: 1365 mm
E.	: 393 mm
F.	: 630 mm
G.	: 1325 mm
H. min/max	: 664/1967 mm
I. min/max	: 456/1759 mm
J. min/max	: 530/1300 mm
K. min/max	: 695/1410 mm

Raggio di curvatura

Raggio di curvatura	: 1460 mm
---------------------	-----------

Caratteristiche di sicurezza

Stop di emergenza	: Sì
Discesa di emergenza	: Sì, elettronica. Meccanica a richiesta
Interruzione autom.	: Sì

Componenti elettrici

Acceso/Spento	: Automaticamente
Alimentatore integrato per il caricamento	
Ingresso	: 120-240Vca, 50-60 Hz, 30 VA
Batteria, sostituibile	: 25,2 V / 2,9 Ah
Tempo di carica	: Max. 4 ore
Consumo/potenza dell'attuatore	: 24V, max 8A
Ciclo di lavoro	: Max. 10%, max. 2 min. inserito, 18 min disinserito.
Protezione batterie	: Spegimento autom. in caso di tensione critica. Indicatore luminoso in caso di bassa tensione.

Classe di isolamento

Sollevatore mobile	: IP 30
Telecomando	: IPX 4
Alimentatore integrato	: IPX 6
Batteria	: IPX 6
Attuatore	: IPX 4

Accessori/Varie

- Barra di presa
- Trasformatore esterno

Marcatura



I prodotti sono fabbricati in conformità con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, come il dispositivo medico di classe I.

Codice articolo/Modello

562308	: 205 kg, ruote da 100 mm
562309	: 155 kg, ruote da 100 mm
562312	: 205 kg, ruote da 100 mm, abbassamento manuale
562313	: 155 kg, ruote da 100 mm, abbassamento manuale


Classificazione

secondo class.ISO 9999 : 12 36 03



SOLLEVATORE GULDMANN G5.2

GL 5.2



IMBRACATURA BASIC HIGH

L'imbragatura Basic High Guldmann è un dispositivo di sollevamento per tutto il corpo, adatto a una vasta gamma di utenti e attività di sollevamento. Offre un sostegno totale al corpo, testa inclusa.

L'imbragatura è ideale per il sollevamento, la mobilitazione e il posizionamento di utenti che hanno ridotto controllo della testa e della parte superiore e inferiore del corpo. Può essere usata da una posizione seduta o distesa, ad esempio da pavimento, letto o sedia a rotelle. L'imbragatura Basic High è progettata come dispositivo generico per la maggior parte delle necessità di sollevamento.

È disponibile in diverse taglie e in due diversi tessuti: di poliestere o in rete di poliestere, che ne consente l'uso anche come imbragatura da bagno. Entrambi i materiali sono resistenti all'usura e di facile utilizzo; consentono all'aria di circolare intorno al corpo e assicurano all'utente comfort e sostegno eccellenti.

La capacità di sollevamento standard è di massimo 255 kg.

Può essere usata con tutti i sollevatori a soffitto e mobili Guldmann.

Per ulteriori informazioni su come scegliere l'imbragatura e la taglia corretta, consultare la guida Guldmann all'imbragatura e alle taglie Guldmann.

L'utilizzo dell'imbragatura più idonea è fondamentale per trasferimenti efficaci e per garantire il comfort, la dignità e la sicurezza dell'utente e dell'assistente sanitario.

Portata peso massima 225 kg

Materiale: poliestere

DATI TECNICI

Nr articolo	Taglia
GL 272071	XL



POLTRONA AUTOELEVABILE ORTENSIA



- regolazione schienale
- alzata gambe
- reclinazione schienale ed alzata gambe indipendenti
- movimento «alza in piedi»

Questa poltrona offre design e confort allo stesso momento.
Grazie alle sue misure più contenute, trova spazio ovunque in casa.

XXL2: 2 motori relax + alza in piedi



DATI TECNICI:

Larghezza totale	83	cm
Profondità	76	cm
Altezza totale	111	cm
Altezza seduta	50	cm
Estensione max	160	cm
Profondità seduta	51	cm
Larghezza seduta	63	cm
Portata peso max	160	kg

SEDIA BARIATRICA


Poltrona bariatrica certificata per garantire comfort, stabilità e sicurezza fino a un carico di 350 kg.

Offre massima stabilità in ogni posizione grazie agli accorgimenti antiscivolo e antiribaltamento e accompagna i movimenti dell'alzarsi e sedersi grazie alla presa sicura dei braccioli. Il sedile è removibile e facilita l'operatore nella totale igienizzazione della seduta.

DATI TECNICI:

Altezza totale	117	cm
Altezza braccioli	74	cm
Altezza seduta	51	cm
Larghezza totale	88	cm
Larghezza seduta	67	cm
Profondità seduta	49	cm
Lunghezza totale	74	cm