

LETTI ELETTRICI



Il riposo è una parte fondamentale del benessere e, quando le esigenze cambiano, poter contare su un letto adeguato può fare davvero la differenza.

In questo catalogo proponiamo una selezione di letti elettrici pensati per offrire comfort, sicurezza e maggiore autonomia, grazie alla possibilità di regolare con semplicità la posizione del letto in base alle proprie necessità.

Soluzioni funzionali e affidabili, studiate per accompagnare con discrezione la quotidianità e rendere più semplici sia i momenti di riposo sia le attività di ogni giorno.

Perché un letto non è soltanto un luogo in cui dormire: è uno spazio in cui sentirsi comodi, protetti e a proprio agio.

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza per aiutarti a individuare la soluzione più adatta, con attenzione alle esigenze della persona e alla qualità del suo vivere quotidiano.



Superficie di degenza 200 x 90 cm

Caratteristiche:

- Tecnologia esclusiva SafeFree per le sponde laterali sponde laterali divise, ciascuna regolabile in 4 posizioni
- 3 livelli di arresto (regolazione altezza):
23 cm - riduzione del rischio di caduta durante il riposo
41 cm – mobilizzazione più sicura ad altezza sedia
80 cm – posizione ottimale per l'accudimento del paziente
- Superficie di degenza e doppia retrazione: reale prevenzione delle piaghe da decubito. Riduzione della compressione a carico del bacino, delle forze di attrito e di gravità grazie alla possibilità di retrainare il piega ginocchia di 6 cm, retrazione dello schienale di 11 cm
- Telecomando di design, illuminato con più funzioni: regolabile su 3 livelli di sicurezza (accudimento, degente e sicurezza), 2 posizioni regolabili automaticamente (seduta comfort e profilassi), mobilizzazione, interruttore per la luce notturna, regolazione separata del poggiatesta
- Spostamento: ruote interamente rivestite, freno assiale a pedale centralizzato
- Specifiche tecniche:
regolazione dell'altezza (23 – 80 cm)
carico di lavoro sicuro 225 kg
portata peso max 170 kg
adatto a materassi da 200 x 87 x 14H cm



Superficie di degenza 200 x 90 cm

Caratteristiche:

- Peso di lavoro sicuro fino a 205 kg
- Portata peso paziente max. 150 kg
- Pulsante di comando IPX4 con blocco delle funzioni integrato
- Regolazione dello schienale, piega ginocchia e livello elettrico tramite 4 motori
- Regolazione alza gambe manuale
- Posizione Trend e Anti Trendelenburg
- Funzione Autokontour per movimentazione simultanea di schienale, alza gambe e piega ginocchia e relativa diminuzione del rischio di decubito
- Sponde laterali lunghe integrate con possibilità di montare il letto senza
- Freno centralizzato da entrambi i lati
- 2 alloggiamenti interni per potenza, asta infusione o lampada
- Misure esterne 206 x 103 cm, adatto a materassi 200 x 87 cm
- Testato a norma EN 60601-2-38 e anche alla futura norma IEC 60601-2-52
- Altezza da terra senza materasso 25 cm, regolabile fino a 80 cm senza materasso
- Contorno in legno
- Potenza completa
- Materasso non incluso

LETTO ELETTRICO A NOLEGGIO



Immagine illustrativa

Letto elettrico a 2 motori comprensivo di due sponde lunghe laterali integrate e di una potenza.

Misure del piano di degenza: 90 x 200 cm

TARIFFE PER NOLEGGIO:

Noleggio minimo un mese	CHF 81.10
Spese di consegna e montaggio (fatturato esclusivamente nel 1° mese)	CHF 270.25
Spese di ritiro e pulizia fatturato esclusivamente nel 1° mese)	CHF 302.70

Con le prestazioni complementare della Cassa Malati o con la Pc il noleggio e le sue spese sono riconosciute dalla maggior parte delle Casse Malati tramite un certificato.

Con tutti i dati della persona interessata abbiamo la possibilità di informarci con le Prestazioni Complementari per verificare se si il diritto ad un rimborso diretto da parte dell'Ente.



- Mobilità: extra mobile con freno centrale, ruote Tente Integral a scorrimento regolare, diametro 100 mm, campo di regolazione in altezza 23 – 80 cm
- Sponde di sicurezza, con 4 spondine di sicurezza SafeFree, collegamento fisso a vite degli elementi laterali SafeFree, pannelli laterali divisi
- Design e arredamento: design G10, superfici in faggio naturale R24006, decoro dei bordi in faggio naturale R24006 Altmühl, parti metalliche verniciate a polvere RAL9006
- Superficie di degenza: piano di degenza Aero, base a materasso a 4 sezioni, larghezza 120 cm, adatta a materassi larghi 120 cm, lunghezza della rete del materasso 200 cm
- Altri optional: prolunga flessibile del letto con vite ad alette 230 V, spina svizzera
- Strategia a 4 arresti:
23 cm - sonno / prevenzione delle cadute
31 cm - sicurezza / mobilitazione
41 cm - mobilitazione
80 cm - cure
- Telaio BiNetic a doppia retrazione
- retrazione dello schienale secondo la raccomandazione DBfK di 11 cm, più retrazione del poggiatesta di 6 cm per una riduzione della compressione pelvica e un maggiore comfort in posizione sdraiata
- sezione dello schienale lunga 88 cm per sostenere la colonna vertebrale cervicale
- poggiatesta inferiore regolabile meccanicamente
- 2 supporti all'estremità della testa per l'asta di sollevamento, supporto per infusione luce di lettura da comodino
- Sistema di azionamento
- sistema di azionamento a risparmio energetico
- collegamento luce integrato

- Design del pulsante
 - attivazione tramite movimento con illuminazione di sfondo
 - guida intuitiva per l'utente grazie alla guida luminosa
 - regolazione del letto motorizzata completamente elettrica con 3 livelli di sicurezza (modalità assistenza, degenza e modalità di blocco)
 - 2 posizioni automatiche per seduta comfort e prevenzione del decubito
 - 5 impostazioni aggiuntive, ad esempio controllo della luce notturna, posizione separata per il riposo delle gambe e la mobilizzazione
- Sicurezza
 - carico di lavoro sicuro 300 kg
 - peso dell'occupante fino a 265 kg
 - sicurezza elettrica in conformità con la norma EN60601-1
 - protezione dall'umidità IP x4