

POLTRONE



Comfort, eleganza e benessere possono convivere, anche quando si ha bisogno di un supporto in più nella vita quotidiana.

In questo catalogo proponiamo una selezione di poltrone elettriche pensate per offrire comodità e praticità senza rinunciare allo stile. Disponibili in diversi colori e tessuti, permettono di scegliere la soluzione che meglio si adatta ai propri gusti e all'ambiente di casa.

Poltrone accoglienti e curate nei dettagli, pensate per trasformare ogni momento di relax in un'esperienza di vero comfort, con la praticità delle regolazioni elettriche che permettono di trovare con facilità la posizione più piacevole.

Accanto alle soluzioni più orientate al comfort e all'estetica, disponiamo anche di poltrone medicalizzate.

POLTRONA ELETTRICA GIRASOLE

SOFA5921



- regolazione schienale
- alzata gambe
- reclinazione schienale ed alzata gambe indipendenti
- movimento «alza in piedi»
- 2 motori relax + alzainpiedi



Accessori inclusi:

- Roller system
- Seduta in memory foam
- Gran foulard

DATI TECNICI

Larghezza totale	75	cm
Profondità	93	cm
Altezza totale	112	cm
Altezza seduta	52	cm
Estensione max	185	cm
Profondità seduta	48	cm
Larghezza seduta	50	cm
Portata peso max	120	kg

POLTRONA ELETTRICA ORCHIDEA

SOFA5932



- regolazione schienale
- alzata gambe
- reclinazione schienale ed alzata gambe indipendenti
- movimento «alza in piedi»
- 2 motori relax + alzainpiedi



Accessori inclusi:

- Roller system
- Seduta in memory foam
- Estensione della pediera
- Gran foulard

DATI TECNICI

Larghezza totale	76	cm
Profondità	80	cm
Altezza totale	108	cm
Altezza seduta	50	cm
Estensione max	170	cm
Profondità seduta	52	cm
Larghezza seduta	53	cm
Portata peso max	120	kg

POLTRONA ELETTRICA IRIS

SOFA5933



- regolazione schienale
- alzata gambe
- reclinazione schienale ed alzata gambe indipendenti
- movimento «alza in piedi»
- 2 motori relax + alzainpiedi



Accessori inclusi

- Roller system

DATI TECNICI

Larghezza totale	67	cm
Profondità	76	cm
Altezza totale	110	cm
Altezza seduta	48	cm
Estensione max	165	cm
Profondità seduta	52	cm
Larghezza seduta	53	cm
Portata peso max	120	kg



ÈLYSÉE è una poltrona progettata per gli utenti che necessitano di un'assistenza costante.

È un prodotto compatto, ma di facile mobilità. Adatto sia per uso interno che uso esterno.

L'altezza dei braccioli permette di posizionarla facilmente al tavolo, permettendo così all'utente di avere dei momenti di convivialità.

È possibile cambiare l'inclinazione della poltrona tramite la maniglia posizionata sulla barra di spinta e, con un gesto del piede tramite la leva posizionata in basso, frenare la poltrona.

Il poggia gambe, regolabile in sei posizioni, è allineata alla seduta in posizione semi-sdraiata, inoltre la sua larghezza e quella della seduta sono identiche per garantire un miglior sostegno e confort degli arti inferiori.

Si trova in 15 misure diverse e la sua portata peso massimo è di 130 kg

DATI TECNICI

Profondità seduta	46	cm
Larghezza totale	da 100 a 110	cm
Lunghezza inclinata	da 145 a 157	cm
Larghezza	da 65 a 77	cm
Altezza seduta	45	cm
Altezza totale	da 125 a 130	cm
Altezza braccioli	65	cm
Inclinazione	28°	
Portata peso max	130	kg
Peso articolo	da 34 a 46	kg

TARIFFE PER NOLEGGIO:

NOLEGGIO MINIMO UN MESE: CHF 85.00/mese

SPESE DI CONSEGNA, RITIRO E PULIZIA: CHF 50.00 fatturati unicamente la prima volta

POLTRONA BLASER C8B
VARI 155


Pratica maniglione posteriore per lo spostamento
 Freno centralizzato, 4 ruote piroettanti
 Schienale reclinabile, alza gambe integrato
 I braccioli si alzano per permettere di posizionare la poltrona anche al tavolo

DATI TECNICI

Larghezza seduta	47	cm
Altezza seduta	55	cm
Larghezza totale	64	cm
Misure max da sdraiata	185	cm
Portata peso max	100	kg
Peso articolo	31	kg

TARIFFE PER NOLEGGIO:

 NOLEGGIO MINIMO UN MESE: **CHF 85.00/mese**

 SPESE DI CONSEGNA, RITIRO E PULIZIA: **CHF 50.00 fatturati unicamente la prima volta**

**POGGIATESTA**

Poggiatesta semplice o anatomico, amovibile sulla parte posteriore del sedile per facilitare il trasferimento del paziente. Il pad del poggiatesta anatomico è regolabile in altezza.

SCHIENALE

Schienale anatomico con supporto lombare reclinabile. Regolabile in più posizioni con meccanismo a gas tramite leve bilaterali sui lati del sedile e sul maniglione posteriore

SEDUTA

La seduta è ergonomica e confortevole, possibilità di avere la seduta specifica per la prevenzione dai decubiti

BRACCIOLI


Braccioli generosamente dimensionati per un buon appoggio dell'avambraccio, si abbassano fino alla seduta per facilitare il trasferimento bilaterale. Regolabili in altezza in 6 posizioni

FRENI

Freno centralizzato per le ruote posteriori, 4 ruote piroettanti, 1 ruota guida. Possibilità di avere freni anche su ruote anteriori.

APPOGGIA PIEDI

A scomparsa sotto la seduta, o ribaltabile

**TARIFFE PER NOLEGGIO:**

NOLEGGIO MINIMO UN MESE: **CHF 85.00/mese**

SPESE DI CONSEGNA, RITIRO E PULIZIA: **CHF 50.00 fatturati unicamente la prima volta**

DATI TECNICI

Colore	a scelta	
Larghezza seduta	50	cm
Profondità seduta	46	cm
Altezza seduta	50	cm
Altezza braccioli	0 / 22	cm
Larghezza totale	67.5	cm
Altezza schienale	73	cm
Altezza totale	131	cm
Lunghezza totale	76	cm
Inclinazione schienale	- 10° a - 50°	
Portata peso max	135	kg
Peso articolo	32	kg