

PREVENZIONE CADUTE E CONTENZIONE



Prendersi cura di una persona significa anche creare intorno a lei un ambiente sicuro, protetto e sereno, prestando attenzione alle situazioni che possono presentare maggiori difficoltà nella quotidianità.

In questa sezione abbiamo raccolto una selezione di soluzioni dedicate alla prevenzione e alla protezione, pensate per accompagnare la persona con discrezione e offrire un supporto concreto anche a chi se ne prende cura.

Ausili differenti, studiati per rispondere a diverse esigenze e situazioni, con l'obiettivo di favorire maggiore sicurezza e tranquillità nel rispetto della persona, delle sue abitudini e della sua dignità.

Per noi, la sicurezza significa soprattutto prendersi cura con attenzione, rispetto e sensibilità, scegliendo soluzioni che possano contribuire a vivere ogni giorno con maggiore serenità.



Lenzuolo anticaduta: è una **protezione** gentile volta a rendere difficoltoso all'ospite lo scavalco delle spondine laterali.

Tale evento comporta, nella maggior parte dei casi, una pericolosa caduta del paziente e quasi certamente, lesioni che possono anche essere gravi.

Il lenzuolo anticaduta **non è un articolo di contenzione**, ma una salvaguardia, una protezione garbata grazie alla quale l'utilizzatore è libero di assumere tutte le posture abituali, inclusa la posizione seduta.

- 4 punti di regolazione
- Zip dal collo ai piedi
- 2 aperture laterali per dispositivi medici
- misure 200x90 cm
- 60% poliestere - 40% cotone
- colore blu



Il Lenzutone è un lenzuolo contenitivo che per la sua conformazione ed elasticità del tessuto facilita i movimenti all'interno dello stesso, ma allo stesso tempo il sistema di fissaggio con cinghie che passano sotto alla rete del letto, ne impedisce l'uscita da parte del degente.

Realizzato con tessuto in poliestere a nido d'ape ad alta resistenza e design tale da conferire una notevole libertà di movimento sul letto.

La zip si richiude fino ai piedi del letto, impedendo al degente l'apertura della stessa in quanto troppo lontana.

Descrizione:

- Poliestere morbido e traspirante ad alta resistenza
- Tre cinghie di fissaggio al letto
- Cerniera anteriore da 180 cm
- Tessuto a nido d'ape
- Ignifugo

BODY RAFFY



Body con manica corta e pantalone a pinocchietto in cotone bielastico pensato come capo intimo per la persona. Può essere portato sotto gli abiti di tutti i giorni.

Si indossa dalla testa come una maglia e grazie l'apertura inferiore consente un cambio pannolone comodo senza scoprire la schiena dell'ospite.

Taglie disponibili: S - M / L - XL

Prodotto artigianale italiano

Manutenzione e lavaggio

- Lavaggio lavatrice 60°
- Essiccatoio bassa temperatura
- Igienizzabile con disinfettanti, no Cloro

Codice	STOAD004SM	STOAD004LXL
Taglie disponibili	S - M	L - XL

PIGIAMA INCONTINENZA TUTONE 24

Il Tutone 24 è una tuta intera con apertura a cerniera sulla schiena pensata per ridurre la capacità di manipolazione del pannolone da parte del paziente.

La sicurezza del tutone è garantita dalla composizione del tessuto con cui è realizzato al 95% in cotone e 5% in elastan che conferisce un'ottima resistenza allo strappo e ai lavaggi, essenziale per garantire la massima durata del prodotto.

La cerniera, a triplo cursore, corre lungo la schiena dal collo fino a metà inguine, rendendo il cambio del pannolone il più agevole possibile.



Codice	STOAD002XS	STOAD002S	STOAD002M	STOAD002L	STOAD002XL
Taglie disponibili	XS	S	M	L	XL

PROTEZIONE ANCHE**Pantaloncini para anche**

Nr articolo ABSORIN04010.0

Pantaloncini con imbottitura per proteggere le anche da eventuali cadute accidentali.

Imbottitura (colore bianco)

Nr articolo ABSORIN04090.0



SALVACLIP COMFORT - CON CHIUSURA A CLIP



SALVACLIP CINTURA ADDOMINALE CON BANDA PERINEALE

Assicura il supporto intorno alla vita del paziente e impedisce lo scorrimento verso il basso. Adatto a pazienti con controllo stabile del tronco superiore.

DATI TECNICI

Codice	SCC 4315
Taglia	M
Misura	da 100 a 135 cm

Codice	SCF 4316
Taglia	L
Misura	da 115 a 165 cm

TAPPETTINO CON SENSORE D'ALLARME

LADU077552



- Dispositivo di allarme affidabile
- Può essere utilizzato mobile
- Superficie ben adesiva e antiscivolo
- Materiale facile da pulire e igienico
- Maniglie per il trasporto per una facile movimentazione
- Pratico alloggiamento per versione via cavo o radio
- Costruzione robusta e durevole
- Semirotondo 110 x 70 cm
- Colore: giallo
- Materiale: poliuretano

RICEVITORE PER TAPPETTINO CON SENSORE D'ALLARME

LADU105288

ACCESSORIO NON INCLUSO

RICEVITORE ALLARME per presa corrente per
TAPPETTINO SENSORE ALLARME

