

SEDIE A ROTELLE



Scegliere una sedia a rotelle significa trovare una soluzione che sappia unire comfort, sicurezza, praticità e libertà di movimento.

In questo catalogo abbiamo raccolto una selezione di sedie a rotelle pensate per rispondere a esigenze diverse, con particolare attenzione alla qualità dei materiali e al benessere della persona.

Crediamo che ogni persona abbia bisogni unici: per questo mettiamo a disposizione la nostra esperienza e la nostra professionalità per aiutarvi a trovare la soluzione più adatta, con attenzione, disponibilità e un approccio sempre umano.

Perché dietro ogni prodotto c'è, prima di tutto, una persona. E per noi, questo fa la differenza.

SEDIA A ROTELLE BASCULANTE INOVYS II



SEDIA A ROTELLE BASCULANTE INOVYS II

DATI TECNICI

Larghezza seduta	40	cm
Larghezza totale	63	cm
Inclinazione seduta	0°-21°	
Inclinazione schienale	0°-54°	
Altezza bracciolo	220-320	cm
Altezza del seduta	460-530	cm
Altezza totale	1'020-1'200	cm
Lunghezza totale	1'010-1'050	cm
Profondità seduta	460-520	cm
Altezza schienale	550-585	cm
Pendenza max in salita	15°	
Ruote anteriori	200	Ø
Ruote posteriori	16"-22"-24"	Ø
Peso articolo	36	kg
Portata peso max	135	kg

Larghezza seduta	45	cm
Larghezza totale	68	cm
Inclinazione seduta	0°-21°	
Inclinazione schienale	0°-54°	
Altezza bracciolo	220-320	cm
Altezza del seduta	460-530	cm
Altezza totale	1'020-1'200	cm
Lunghezza totale	1'010-1'050	cm
Profondità seduta	460-520	cm
Altezza schienale	550-585	cm
Pendenza max in salita	15°	
Ruote anteriori	200	Ø
Ruote posteriori	16"-22"-24"	Ø
Peso articolo	36	kg
Portata peso max	135	kg

Larghezza seduta	50	cm
Larghezza totale	73	cm
Inclinazione seduta	0°-21°	
Inclinazione schienale	0°-54°	
Altezza bracciolo	220-320	cm
Altezza del seduta	460-530	cm
Altezza totale	1'020-1'200	cm
Lunghezza totale	1'010-1'050	cm
Profondità seduta	460-520	cm
Altezza schienale	550-585	cm
Pendenza max in salita	15°	
Ruote anteriori	200	Ø
Ruote posteriori	16"-22"-24"	Ø
Peso articolo	36	kg
Portata peso max	135	kg

ROLLZ MOTION



COLORI DISPONIBILI

Pebble white

Island blue

Matt black

Dark purple

Per le attività all'aperto, per una vacanza, per la visita ad un museo o per lo shopping pomeridiano, il deambulatore 2 in 1 ti consente di camminare senza sforzo. Inoltre, Rollz Motion si ripiega e si compatta per entrare in qualsiasi auto.

Rollz Motion è un deambulatore dal design ergonomico, con un telaio leggero ma stabile e robusto che permette di camminare comodamente, mantenendo una postura corretta. Se vuoi riposare lungo il cammino, Rollz Motion si trasforma in una comoda carrozzina con un semplice gesto!



DATI TECNICI

Modello M		NL 2010RM0022
Per utente alto	1.60 – 1.90	cm
Larghezza seduta	45	cm
Profondità seduta	42	cm
Altezza seduta	55	cm
Larghezza totale	67	cm
Altezza schienale	41	cm
Lunghezza totale	63	cm
Misure da chiuso	90-102 x 31 x 63	cm
Misure da aperto	87-102 x 65.5 x 63	cm
Portata peso max	125	kg
Peso articolo	10.7	kg
Peso kit sedia a rotelle	3.7	kg

Modello S		NL 2011RM0022
Per utente alto	1.50 – 1.85	cm
Larghezza seduta	45	cm
Profondità seduta	42	cm
Altezza seduta	50	cm
Larghezza totale	67	cm
Altezza schienale	41	cm
Lunghezza totale	63	cm
Misure da chiuso	85-95 x 31 x 63	cm
Misure da aperto	87-102 x 65.5 x 63	cm
Portata peso max	125	kg
Peso articolo	10.7	kg
Peso kit sedia a rotelle	3.7	kg


ROLLZ MOTION

La trasformazione da rollator a sedia a rotelle è rapida e intuitiva



Si chiude semplicemente con un click ed è pronto per essere trasportato

Grazie alla scala di regolazione, adattare le maniglie di spinta diventa un gioco da ragazzi





Sedia a rotelle leggera con telaio in alluminio ed acciaio speciale ad alta resistenza.

- Doppia crociera
- Braccioli desk ribaltabili
- Pediere girevoli
- Ruote ad estrazione rapida
- Ruote ascensore
- Antiribaltamento
- Colore telaio antracite e rivestimento nero

Dati tecnici

Larghezza seduta	44	cm
Larghezza totale	62	cm
Altezza seduta	51	cm
Portata peso max	130	kg
Peso articolo	13	kg

SEDIA A ROTELLE EUREKINA5

SURA EUREKINA5




SEDIA TRANSIT LEGGERISSIMA

- Telaio modulare in alluminio antracite
- Braccioli desk ribaltabili
- Doppia crociera
- Freni a tamburo.
- Tubi schienale più alti di 5 cm.
- Antiribaltamento di serie
- Portata max 130 kg (peso 10.7 kg)
- Seduta 44 cm



Caratteristiche tecniche



Le misure sono indicative e suscettibili di variazioni consigliate dal miglior stato della tecnica.

SEDIA ROTELLE TOMTAR CON FRENI A TAMBURO



immagine illustrativa

- Solida struttura in grigio manganese metallizzato
- Freni di bloccaggio sulle ruote grandi
- Freni a tamburo
- Appoggiaiedi regolabile in altezza
- Braccioli ribaltabili

DATI TECNICI

Nr articolo		DIETZ 108142	
Larghezza seduta	42	cm	
Profondità seduta	40	cm	
Altezza seduta	52	cm	
Altezza braccioli	22	cm	
Larghezza totale	62	cm	
Altezza schienale	46	cm	
Altezza totale	95	cm	
Lunghezza totale	100	cm	
Larghezza chiusa	36	cm	
Lunghezza totale senza appoggiaiedi	80	cm	
Peso articolo	19.3	kg	
Portata peso max	130	kg	

Nr articolo		DIETZ 108145	
Larghezza seduta	45	cm	
Profondità seduta	40	cm	
Altezza seduta	52	cm	
Altezza braccioli	22	cm	
Larghezza totale	65	cm	
Altezza schienale	46	cm	
Altezza totale	95	cm	
Lunghezza totale	100	cm	
Larghezza chiusa	36	cm	
Lunghezza totale senza appoggiaiedi	80	cm	
Peso articolo	19.5	kg	
Portata peso max	130	kg	

Nr articolo		DIETZ 108148	
Larghezza seduta	48	cm	
Profondità seduta	40	cm	
Altezza seduta	52	cm	
Altezza braccioli	22	cm	
Larghezza totale	68	cm	
Altezza schienale	46	cm	
Altezza totale	95	cm	
Lunghezza totale	100	cm	
Larghezza chiusa	36	cm	
Lunghezza totale senza appoggiaiedi	80	cm	
Peso articolo	20.3	kg	
Portata peso max	130	kg	

Nr articolo		DIETZ 108151	
Larghezza seduta	51	cm	
Profondità seduta	40	cm	
Altezza seduta	52	cm	
Altezza braccioli	22	cm	
Larghezza totale	71	cm	
Altezza schienale	46	cm	
Altezza totale	95	cm	
Lunghezza totale	100	cm	
Larghezza chiusa	36	cm	
Lunghezza totale senza appoggiaiedi	80	cm	
Peso articolo	20.5	kg	
Portata peso max	130	kg	

SEDIA ROTELLE TOMTAR



immagine illustrativa

- Solida struttura in grigio manganese metallizzato
- Freni di bloccaggio sulle ruote grandi
- Appoggipiedi regolabile in altezza
- Braccioli ribaltabili

DATI TECNICI

Nr articolo		DIETZ 108042
Larghezza seduta	42	cm
Profondità seduta	40	cm
Altezza seduta	46	cm
Altezza braccioli	22	cm
Larghezza totale	62	cm
Altezza schienale	43	cm
Altezza totale	94.5	cm
Lunghezza totale	105	cm
Larghezza chiusa	31	cm
Lunghezza totale senza appoggipiedi	105	cm
Peso articolo	18.3	kg
Portata peso max	130	kg

Nr articolo		DIETZ 108045
Larghezza seduta	45	cm
Profondità seduta	40	cm
Altezza seduta	46	cm
Altezza braccioli	22	cm
Larghezza totale	65	cm
Altezza schienale	43	cm
Altezza totale	94.5	cm
Lunghezza totale	105	cm
Larghezza chiusa	31	cm
Lunghezza totale senza appoggipiedi	105	cm
Peso articolo	18.5	kg
Portata peso max	130	kg

Nr articolo		DIETZ 108048
Larghezza seduta	48	cm
Profondità seduta	40	cm
Altezza seduta	46	cm
Altezza braccioli	22	cm
Larghezza totale	68	cm
Altezza schienale	43	cm
Altezza totale	94.5	cm
Lunghezza totale	105	cm
Larghezza chiusa	31	cm
Lunghezza totale senza appoggipiedi	105	cm
Peso articolo	19.3	kg
Portata peso max	130	kg

Nr articolo		DIETZ 108051
Larghezza seduta	51	cm
Profondità seduta	40	cm
Altezza seduta	46	cm
Altezza braccioli	22	cm
Larghezza totale	71	cm
Altezza schienale	43	cm
Altezza totale	94.5	cm
Lunghezza totale	105	cm
Larghezza chiusa	31	cm
Lunghezza totale senza appoggipiedi	105	cm
Peso articolo	20.3	kg
Portata peso max	130	kg

La carrozzina da transito M212 è una robusta carrozzina pieghevole in acciaio che offre il massimo comfort sia per l'utente sia per chi lo assiste. A doppia crociera, standard e facile da piegare in pochi secondi. Grazie alle fiancate con braccioli estraibili, queste carrozzine risultano facili per essere riposte.

Caratteristiche tecniche:

- Di facile manovrabilità e per un uso quotidiano
- Telaio a doppia crociera
- Ruote anteriori 200×50 PU antiforatura
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza
- Tela sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Braccioli desk estraibili



DATI TECNICI

Larghezza seduta	43	cm
Profondità seduta	40	cm
Altezza seduta	50	cm
Altezza braccioli	23	cm
Larghezza totale	57.2	cm
Altezza schienale	45	cm
Altezza totale	91	cm
Lunghezza totale	92	cm
Larghezza chiusa	26.5	cm
Peso articolo	15.6	kg
Portata peso max	120	kg

SEDIA A ROTELLE M020

La carrozzina da transito M020 è una robusta carrozzina pieghevole in acciaio che offre il massimo comfort sia per l'utente sia per chi lo assiste. A singola crociera, standard e facile da piegare in pochi secondi. Grazie alle fiancate con braccioli estraibili, queste carrozzine risultano facili per essere riposte.



Caratteristiche tecniche:

- Di facile manovrabilità e per un uso quotidiano
- Telaio a singola crociera
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza
- Tela sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Braccioli desk estraibili

DATI TECNICI

Nr articolo REHA700244(41)		
Larghezza seduta	41	cm
Profondità seduta	40	cm
Altezza seduta	55	cm
Altezza braccioli	21	cm
Larghezza totale	52	cm
Altezza schienale	36	cm
Altezza totale	91	cm
Lunghezza totale	99	cm
Larghezza chiusa	30	cm
Lunghezza totale senza appoggiapiedi	105	cm
Peso articolo	18	kg
Portata peso max	120	kg

Nr articolo		
Larghezza seduta	43	cm
Profondità seduta	40	cm
Altezza seduta	55	cm
Altezza braccioli	21	cm
Larghezza totale	54.5	cm
Altezza schienale	36	cm
Altezza totale	91	cm
Lunghezza totale	99	cm
Larghezza chiusa	30	cm
Lunghezza totale senza appoggiapiedi	105	cm
Peso articolo	18.5	kg
Portata peso max	120	kg

Abbiamo la possibilità di consegnarvi il formulario AVS per l'eventuale rimborso di CHF 900.00 per l'acquisto di una sedia a rotelle ogni 5 anni