

VITA QUOTIDIANA MANGIARE E BERE



Sono spesso i piccoli gesti di ogni giorno a fare la differenza: vestirsi, mangiare, muoversi, prendersi cura di sé e mantenere le proprie abitudini con la maggiore autonomia possibile.

In questa sezione abbiamo raccolto una selezione di ausili pensati per accompagnare la quotidianità, offrendo soluzioni semplici e funzionali per esigenze diverse: dalle bilance alle sedie con braccioli, dalle posate adattate alle calze e alle scarpe, fino alle pedaliere per il movimento.

Prodotti differenti tra loro, ma accomunati da un unico obiettivo: rendere più semplici, sicuri e confortevoli i gesti di ogni giorno, nel rispetto delle esigenze e delle abitudini di ogni persona.

Perché l'autonomia non si misura solo nelle grandi azioni, ma anche nella possibilità di continuare a vivere con serenità e naturalezza le proprie giornate.

Con la nostra esperienza e la nostra attenzione, ti aiutiamo a trovare le soluzioni più adatte, perché anche il più piccolo ausilio può diventare un prezioso alleato per il benessere, il comfort e la qualità della vita.

BILANCIA SECA 750



Bilancia meccanica piatta con cassa in acciaio e piattaforma ricoperta da cuoio sintetico bianco o nero. Il suo struttura è laccata a polvere bianca.
Disponibile nei colori: bianco/bianco, bianco/nero.

DATI TECNICI

Nr articolo	SECA7501019008	
Colore	Nero	
Divisione	1	kg
Dimensioni totali	37.1 x 11.7 x 47.7	cm
Dimensione pedana	29 x 7 x 29	cm
Peso articolo	3.5	kg
Portata peso max	150	kg

Nr articolo	SECA7501017008	
Colore	Bianco	
Divisione	1	kg
Dimensioni totali	31.7 x 11.7 x 47.7	cm
Dimensione pedana	29 x 7 x 29	cm
Peso articolo	3.5	kg
Portata peso max	150	kg

CALZE ANTISCIVOLO



Calze con antiscivolo sopra e sotto

Codice	Colore	Misura
KUHNB AH025003	Verdi	Small
KUHNB AH025006	Rosso	Medium
KUHNB AH025009	Blu	Large
KUHNB AH025012	Beige	XL
KUHNB AH025015	Grigio scuro	XXL



Prodotto in soffice spugna da un lato e in morbido nylon dall'altro per ridurre l'attrito, permettendo così di infilare facilmente il piede nella calza.

Due prese ad anello permettono di impugnare e infilare facilmente il calzino.

Ideale per le persone che hanno l'utilizzo di una sola mano o con ridotta forza o ridotto coordinamento.

SCARPE PER LA RIABILITAZIONE PULMANN

Scarpa speciale per la rieducazione ed il comfort a casa; favorisce la perfetta circolazione dell'aria e garantisce la massima sicurezza grazie alla suola antiscivolo. È facilmente apribile per facilitarne la calzabilità, dotata di cerniera nella parte posteriore e soletta in gommapiuma e spugna.

Raccomandate dai professionisti della salute, le scarpe Pulmann offrono il massimo comfort ai piedi doloranti ed un aiuto efficace per la cura di molte patologie del piede.

CHIUSE



APERTE



Numeri disponibili

35	40
36	41
37	42
38	43
39	44 - 45

Numeri disponibili

35	40
36	41
37	42
38	43
39	44 - 45



Permette di rilevare saturazione di ossigeno e battito dal dito del paziente: piccolo, leggero di facile utilizzo è ideale per ospedali, centri medici, uso domiciliare e dopo attività sportive:

- Display retroilluminato
- Facile utilizzo attraverso un solo tasto
- Alta affidabilità: strumento professionale certificato per uso ospedaliero
- Accensione e spegnimento automatico dopo 8 secondi (se il dito non é inserito)
- Rilevazione SpO2 e battito, istogramma del battito
- Adatto per bambini oltre i 5 anni di età
- Allarmi visivi e sonori
- Indice di perfusione P.I.

DATI TECNICI:

- Campo di saturazione ossigeno: 0%-100%
- Schermo LCD retroilluminato: saturazione ossigeno, battito, indicazione livello batteria
- Precisione SpO2 + 2% tra 75% e 99% + 35 tra 50% e 75%
- Precisione battito + 2bpm
- Classe II, IEC 60601-1, 60601-1-2, ISO 9019, ISO 21647

PEDALIERA MOVIE DELUXE

GIM43151



- Attrezzo ideale per l'allenamento della muscolatura delle gambe e delle braccia
- Il suo utilizzo è semplice e facile
- È regolabile a diverse intensità di esercizio
- È pieghevole e facilmente ricomponibile
- Pesa 2.5 kg

Il display indica:

- Il numero di giri
- Il tempo trascorso
- La velocità (espressa in numero di giri al minuto)
- Il consumo di calorie

Il display si spegne automaticamente dopo 3 minuti di mancato utilizzo



È un dispositivo indicato per la raccolta delle feci, utilizzato dai pazienti, allettati o autonomi, impossibilitati di servirsi dei servizi igienici. In materiale plastico, con impugnatura anatomica, resistente fino a 140 kg. Dopo ogni utilizzo è consigliabile lavare accuratamente il dispositivo con acqua e sapone neutro e sanitario.

- Lavare prima dell'uso.
- Per l'eventuale disinfezione dopo l'uso, utilizzare esclusivamente disinfettanti appropriati seguendo le istruzioni d'uso indicate dal fabbricante del disinfettante stesso.
- In caso di appurate perdite di liquidi evitarne l'uso
- Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme o di altre fonti di calore.
- Sostituire il dispositivo qualora dopo un prolungato uso dovesse assumere un aspetto giallognolo.
- Ogni uso diverso da quello indicato è da ritenersi improprio

PAPPAGALLO PER UOMO

NL 3401040

Pappagallo per uomo con coperchio
Capacità 1litro.

Il prodotto è adatto alla sterilizzazione in autoclave

**PAPPAGALLO PER DONNA**

NL 3401025

Pappagallo per donna con coperchio
Capacità di 1 litro.

Il prodotto è resistente al calore fino a 50°C,
pertanto, si sconsiglia il lavaggio in lava padelle o
la sterilizzazione in autoclave





Dispositivo per esercitare la respirazione attraverso l'inspirazione.

L'esercitatore respiratorio Respirogram aiuta il paziente al recupero della respirazione normale in seguito ad un intervento addominale o toracico.

Composto da: 1 base, 3 palline differenti per colore e dimensione, 1 parte centrale trasparente divisa in 3 sezioni, tubo e boccaglio.

La base e le palline sono in polipropilene non tossico. La parte centrale è in copolimero/polistirolo non tossico. Tubo e boccaglio sono in polietilene.



- Misurazione precisa della pressione arteriosa sulla parte superiore del braccio – clinicamente validata secondo ESH
- Funzione media per la valutazione della pressione arteriosa secondo l'OMS
- Visualizzazione dell'aritmia cardiaca per il rilevamento, ad esempio, della fibrillazione atriale
- Memoria per 90 valori misurati per profili a lungo termine
- Gonfiaggio automatico intelligente per una misurazione senza ripompaggio
- Sensore di movimento incluso
- Polsino universale per circonferenze bracciali da 22 a 42 cm
- Ampio display a 3 valori ad alto contrasto
- Uscita vocale commutabile in 5 lingue con controllo del volume
- Modalità ospite aggiuntiva
- Funzione Tri-check – misurazione seriale automatica triplicata e media
- Custodia di alta qualità e batterie alcaline incl.



Tallone antidecubito pecorino 2 lacci dx o sx



Umidificatore di vapore freddo a ultrasuoni dal design attraente e cangiante in 7 colori a LED.

Fuoriuscita del vapore con direzione (rotazione 360°) e velocità (tramite manopola) regolabili.

È possibile introdurre essenze balsamiche nel vano posteriore.

DATI TECNICI:

- Alimentazione: AC 110-240V / 50-60 Hz
- Fuoriuscita massima di vapore: 280 ml/h
- Portata acqua: 2,8 l
- Adatto ad ambienti di dimensioni: min 10, max 25 m²
- Funzionamento continuo massimo (non stop): 10 ore
- Dimensioni (singola confezione): Ø 19xh 30 cm
- Peso: 1,4 kg

MOLLETTONI


Coprimaterasso pratico in tessuto di poliestere lavorato a maglia, davanti con rivestimento in poliuretano.

- Impermeabile all'umidità
- Resistente agli acari
- Traspirante
- Antibatterico e antifungino
- Ritardante di fiamma secondo Culla 5

Bianco, circa 135 g/m², con elastico tutto intorno, prodotto su misura.

Lavabile a 60°

CODICE	Misure
SACO35 0426	75 x 170 cm
SACO3500LEINEN	90 x 200 cm
SACO3501LEINEN	120 x 200 cm
SACO3502LEINEN	160 x 200 cm
SACO3503LEINEN	140 x 200 cm
SACO3504LEIN	180 x 200 cm

SEDIA LOLITA



Sedia con braccioli

Seduta e schienale imbottiti

Rivestimento dell'imbottitura: Silvertex

Materiale della struttura: legno faggio

DATI TECNICI:

Larghezza seduta	49	cm
Altezza seduta	45	cm
Profondità seduta	43	cm
Altezza totale	87	cm
Larghezza totale	56.5	cm
Profondità totale	59	cm
Portata peso max	150	kg

CON O SENZA RUOTE ANTERIORI

Materiale in faggio naturale o rovere

L'aspiratore chirurgico professionale Super Vega 1l fa parte di una linea di aspiratori compatti ed affidabili, creati con stile per la piccola chirurgia, silenziosi, ad alto flusso e ad alto vuoto.

Raccomandato per aspirazioni nasali, orali o tracheali di liquidi (muco, catarro, sangue) negli adulti o nei bambini.

Dotato di regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione, di un contenitore indistruttibile da 1 l, autoclavabile a 121°C, con una valvola per il controllo sicuro del livello di liquido all'interno del contenitore, per prevenire un traboccamento. Vaso opzionale autoclavabile a 134°C.

Le parti elettriche e termiche del prodotto sono isolate.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 220-230 V / 50-60 Hz
- Assorbimento: 106 W
- Vaso ml: 1000 ml
- Flusso (litri d'aria/min): 40 l/min
- Aspirazione max: -0,80 bar (600 mmHg)
- Ciclo operativo: continuo
- Dimensioni: 35 x 21 x h 18 cm
- Peso: 3,6 kg
- Norme: 93/42/ECC



Dotazione standard

- Vaso autoclavabile (1 l) con valvola di troppo pieno
- Filtro antibatterico e idrofobico
- Tubi silicone 6 x 10 mm
- Connettore conico per cateteri
- Manuale utente in 5 lingue (GB, FR, DE, IT, ES)

NEBULIZZATORE A PISTONE EOLO

GIMA28097



Innovativo, portatile, facile da usare, questo aerosol è ideale per uso domestico.

Raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici e broncodilatatori.

Scocca in plastica termoisolata.

Fornito con maschera per adulti e pediatrica, ampolla, boccaglio, tubo e filtro aria.

MANGIARE E BERE

AU82-48300

Set di posate:

- Cucchiaino
- Coltello
- Forchetta

Colore: rosso

**AU82-40211**

Bicchiere con fiore antiscivolo

Colore: verde e bianco

**AU82-40202**

Bicchiere con fiore antiscivolo

Colore: trasparente e rosso

**AU82-40206**

Bicchiere con fiore antiscivolo

Colore: giallo e bianco

**AU82-40208**

Bicchiere con fiore antiscivolo

Colore: rosso e bianco



MANGIARE E BERE
AU82-40703

Tazza 2 manici

Colore: verde e bianco


AU82-40704

Tazza 2 manici

Colore: rosso e bianco


AU82-475047

Tazza 1 manico

Colore: rosso e bianco


AU82-48600

Bordo per cucchiaio


AU82-43600

Tagliere 28 x 21 cm

Colore: rosso

Con aiuto blocco per tagliere bianco (82-43704)



MANGIARE E BERE**AU82-46004**

Piatto termico

Colore: rosso e bianco



Tappo trasparente

AU82-41400 Becco largo

AU82-41300 Becco stretto



AU82-40900

Coperchio trasparente senza foro

Nel catalogo sono riportati solo alcuni articoli: disponiamo di molti altri prodotti e soluzioni non presenti nell'elenco. Non esitate a contattarci per scoprire l'intera gamma disponibile.