

POLTRONA ELETTRICA ORTENSIA
SOFA5934


- regolazione schienale
- alzata gambe
- reclinazione schienale ed alzata gambe indipendenti
- movimento «alza in piedi»
- 2 motori relax + alzainpiedi


Accessori inclusi:

- Roller system
- Seduta in memory foam
- Gran foulard

DATI TECNICI

Larghezza totale	82	cm
Profondità	79	cm
Altezza totale	105	Cm
Altezza seduta	48	cm
Estensione max	160	cm
Profondità seduta	49	cm
Larghezza seduta	62	cm
Portata peso max	160	kg